

## Strisce indicatrici pH-Fix – Non dilavabili –

- Sempre pronte all'uso
- Facilità di utilizzo
- Risultati precisi e riproducibili


Le strisce Macherey-Nagel permettono una misurazione veloce del pH direttamente al valore di interesse. La procedura semplice "Immergi&Leggi" fornisce un risultato affidabile entro 10 secondi. Fornite con una completa carta colore di elevata qualità, le strisce non richiedono alcuna calibrazione e sono pronte all'uso.

Le strisce pH-Fix sono prodotte con tecnologia brevettata per garantire affidabilità nell'utilizzo: i coloranti indicatori delle strisce pH-Fix sono legati chimicamente alle fibre di cellulosa per evitare il dilavamento anche in ambiente molto basico.



### pH-Fix – Confezione piatta Strisce pronte all'uso

Scatola dal design classico che occupa poco spazio, in plastica trasparente per assicurare un'ottima protezione della scala colorata e permettere una lettura corretta del valore di pH.



### NOVITA' pH-Fix 0-14 Plop Tube Conveniente confezione in tubetto

#### Apertura – chiusura facilitata

Nuova confezione a tubetto: facile da aprire e da richiudere con il solo pollice di una mano.

#### Ottimizzazione della confezione

Per ottimizzare l'uso, i tubetti sono provvisti di una larga apertura per facilitare il prelievo delle strisce dalla confezione. Il tubetto è più lungo delle strisce, al fine di assicurare che le strisce non restino incollate parzialmente all'esterno o restino intrappolate tra il coperchietto e il tubo.

#### Massima stabilità

La geometria e il materiale del tubetto sono stati accuratamente selezionati per garantire un'ottima stabilità. Il tubetto risulta essere virtualmente infrangibile.

## Applicazioni per strisce pH-Fix

- Acquicoltura
- Agricoltura
- Industrie Chimiche
- Industrie Lattiero – Casearie
- Ospedali
- Scuole
- Università
- Industria per lavorazione dei metalli
- Industrie Alimentari
- Acque reflue industriali
- Industria galvanotecnica

## Prova le strisce pH-Fix!

Procedura:

- Immergi le strisce nella soluzione per 1 secondo
- Elimina l'eccesso di liquido
- Confronta con la scala colorata

### Informazioni per l'ordine:

Strisce Indicatrici	Intervallo e graduazione	Codice articolo	Confezione da 100 strisce 6x85 mm con scala colorata
pH-Fix 0-14	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	CM0092111	Plop Tube - <b>NOVITA'</b> -
pH-Fix 0.0-6.0	0- 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0	CM0092115	Scatola piatta
pH-Fix 2.0-9.0	2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0	CM0092118	Scatola piatta
pH-Fix 4.5-10.0	4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0	CM0092120	Scatola piatta
pH-Fix 6.0-10.0	6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5-10.0	CM0092122	Scatola piatta
pH-Fix 7.0-14.0	7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0	CM0092125	Scatola piatta
pH-Fix 0.3-2.3	0.3-0.7-1.0-1.3-1.6-1.9-2.3	CM0092180	Scatola piatta
pH-Fix 1.7-3.8	1.7-2.0-2.3-2.6-2.9-3.2-3.5-3.8	CM0092190	Scatola piatta
pH-Fix 3.6-6.1	3.6-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-6.1	CM0092130	Scatola piatta
pH-Fix 5.1-7.2	5.1-5.4-5.7-6.0-6.3-6.6-6.9-7.2	CM0092140	Scatola piatta
pH-Fix 6.0-7.7	6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.7	CM0092150	Scatola piatta
pH-Fix 7.5-9.5	7.5-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5	CM0092160	Scatola piatta
pH-Fix 7.9-9.8	7.9-8.3-8.6-8.9-9.1-9.4-9.8	CM0092170	Scatola piatta

Your authorized agent:



**tecno-lab** s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

We reserve the right to make technical alternations  
We do not assume liability for errors in printing, typing or transmission

