


1 Lacci di chiusura per sacchetti Quick-Lock

Polietilene, rotondo, può essere riutilizzato, colori: naturale e rosso. Altri colori disponibili a richiesta.

Württ. Allplastik

| Lungh. mm | Ø mm | Pz./Cf. | Codice |
|--------------|---------|---------|-----------|
| 120 | 3,5 | 1000 | 9.404 182 |
| 180 | 3,5 | 1000 | 9.404 184 |
| 240 | 3,9 | 1000 | 9.404 186 |
| 320 | 4,4 | 1000 | 6.235 096 |


2 Lacci di chiusura

In Nylon, piatti, monouso - non possono essere riutilizzati.

Württ. Allplastik

| Lungh. mm | Largh. mm | Pz./Cf. | Codice |
|--------------|--------------|---------|-----------|
| 75 | 2,2 | 1000 | 9.404 301 |
| 98 | 2,5 | 1000 | 9.404 303 |
| 135 | 2,5 | 1000 | 9.404 305 |
| 160 | 2,6 | 1000 | 9.404 306 |
| 200 | 2,6 | 1000 | 9.404 307 |
| 140 | 3,6 | 1000 | 9.404 309 |
| 200 | 3,6 | 1000 | 9.404 314 |
| 290 | 3,6 | 500 | 9.404 310 |
| 160 | 4,5 | 1000 | 9.404 311 |
| 250 | 4,8 | 100 | 9.404 316 |
| 300 | 7,8 | 100 | 9.404 326 |


3 Sistema di sicurezza per smaltimento Kontamed

Dimensioni: 225 x 160 x 70 mm. Un contenitore igienico e sicuro per l'eliminazione dei materiali medici usati quali siringhe, cannule e bisturi. Costruito in polipropilene antiurto e resistente al calore. Fisiologicamente pulito. Con supporto a parete e battente di chiusura di sicurezza in colore rosso. Il contenitore di sicurezza Kontamed è progettato con tre scanalature di sgocciolamento: la prima per l'eliminazione delle cannule e delle siringhe, evitando di entrarne in contatto; la seconda scanalatura è usata per l'eliminazione dei bisturi e delle lame potenzialmente infette, la terza consente l'eliminazione degli indumenti, dei guanti ecc. Prima di svuotare il contenitore pieno, occorre attivare la guarnizione incorporata di sicurezza, così da accertare che il contenuto sia effettivamente chiuso.

| Descrizione | Capacità all'orlo ml | Pz./Cf. | Codice |
|-------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| Sistema Kontamed Sharps | 1800 | 1 | 9.264 148 |


4 Sistema per smaltimento aghi Kontamed Mini

Dimensioni : 115 mm x 50 mm. (diam. x H) In polipropilene. Il Kontamed mini è resistente agli urti e alla temperatura ed è fisiologicamente pulito. Può essere smaltito in modo sicuro ed è amico dell'ambiente. Perfetto per i medici o i paramedici in azione. Si conserva facilmente nella borsa del medico, nei kit di emergenza o nei camici dei dottori. Kontamed Mini è dotato di una scanalatura di gocciolamento per le cannule e le siringhe. Inoltre dispone di una base di rinforzo in metallo, per arrestare le siringhe o altri oggetti taglienti ed impedire loro di penetrare il fondo del contenitore.

| Descrizione | Capacità all'orlo ml | Pz./Cf. | Codice |
|--|----------------------------|---------|-----------|
| Sistema per smaltimento aghi Kontamed Mini | 170 | 1 | 9.264 149 |


5 Contenitori per aghi e rifiuti Medibox®

Contenitori per smaltimento facile e sicuro di tutti i dispositivi medici taglienti. I contenitori Medibox® sono conformi agli standards internazionali.

| Descrizione | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|---------|-----------|
| Medibox® 0,7 L | 1 | 6.051 172 |
| Medibox® 3 L | 1 | 9.264 180 |
| Medibox® 5 L | 1 | 9.264 181 |





1 2 Cartone di smaltimento per vetro rotto

NEW!

Bel-Art Products

Quando il cartone è pieno, il tappo di sicurezza viene posizionato in modo che l'unità sia completa e pronta per lo smaltimento.

- Recipienti di sicurezza resistenti alle punture da vetro rotto
- Riducono la probabilità di incidenti
- Contenitori dedicati chiaramente etichettati, disponibili in 2 misure: da pavimento: 18 kg di rifiuti; da banco: 5.5kg
- Foderato con un sacchetto in polipropilene trasparente da 50 micron per conservazione
- Stampato in quattro lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo

Modello: da Pavimento

lunghezza x larghezza x altezza: 30 x 30 x 69 centimetri

modello: da Banco

lunghezza x larghezza x altezza: 20 x 20 x 25 cm

Copertura riutilizzabile per il modello da pavimento:

Coperchio di sicurezza riutilizzabile per lo smaltimento di vetro cartone. Lavabile in lavastoviglie e autoclave-safe. Il coperchio della scatola di smaltimento si apre rapidamente e facilmente premendo la linguetta di sgancio integrato. Si prega di non gettare, ma riutilizzare per il successivo smaltimento cartone vetro.

| Descrizione | Dimensioni (L x P x H) mm | Pz./Cf. | Codice |
|--|---------------------------------|---------|------------------|
| Cartoni di smaltimento per vetri rotti, da pavimento | 300 x 300 x 690 | 6 | 6.236 025 |
| Cartoni di smaltimento per vetri rotti, da banco | 200 x 200 x 250 | 6 | 9.264 190 |
| Coperchio per cartoni di smaltimento | | 1 | 9.264 191 |



3 Contenitore per rifiuti a pedale 100 LT

In plastica. Stabile. Meccanismo di apertura a pedale. Con ruote e maniglia. Adatto per sacchetti per rifiuti da 120 l.

| Capacità litri | Largh. mm | Lungh. mm | Altezza mm | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------|---------|------------------|
| 100 | 556 | 490 | 890 | verde | 1 | 9.000 965 |



4 Contenitore per rifiuti

PP. Con due maniglie metalliche nichelate per il trasporto e per serrare il coperchio.

| Capacità litri | Dimens. (Ø x alt.) mm | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|-------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------------|
| 23 | 350 x 450 | rosso | 1 | 9.000 943 |
| 23 | 350 x 450 | blu | 1 | 9.000 944 |
| 23 | 350 x 450 | verde scuro | 1 | 9.000 945 |
| 46 | 430 x 570 | verde scuro | 1 | 9.000 941 |



7.300 223

5 Contenitore per mercurio, PE

Bürkle

Il collettore di mercurio Bürkle consente di recuperare facilmente il mercurio frammentato, che può essere utilizzato nuovamente, è composto da una vasca in PE.

All'interno del coperchio a vite c'è uno speciale inserto in schiuma di plastica. Premendo delicatamente questa schiuma sul mercurio, i fori della schiuma si aprono e i globuli di mercurio vengono assorbiti. Quando si solleva, i pori rimangono chiusi, trattenendo il mercurio. Il tappo viene quindi avvitato sulla vasca, i globuli si sollevano ancora e cadono nella vasca, attraverso la separazione perforata.

| Descrizione | Pz./Cf. | Codice |
|--------------------------------|---------|--------------------|
| Collettore per mercurio | 1 | 7.300 223 5 |
| Inserto in schiuma di ricambio | 1 | 7.300 224 |