

LLG- Sedie da laboratorio, in schiuma PU

Conformi EN 1728, EN 1021-1 e 1021-2, EN 61340-5-1. La superficie consente una facile pulizia e disinfezione. Sedile girevole e regolabile in altezza. Profondità della seduta, l'angolo e l'altezza dello schienale può essere regolata, ciò garantisce sempre una posizione di seduta ergonomica. 5 barre metalliche a stella di base, con rotelle o alianti. Braccioli e anello poggiatesta cromato come riportato sotto.

Tipo	Regolazione altezza della seduta mm	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
PUR Standard I	425 - 560	5 rotelle	1	9.732 203 4
PUR Standard I plus	525 - 770	5 alianti + poggiatesta	1	9.732 202 3
PUR Standard I plus	500 - 790	5 alianti + poggiatesta	1	6.258 636
PUR Standard II plus	525 - 770	5 alianti + poggiatesta + braccioli	1	9.732 200 1
PUR Standard II	450 - 580	5 rotelle	1	9.732 201 2



9.732 200

9.732 201

9.732 202

9.732 203

5 Sedia da laboratorio girevole Isitec

La seduta e lo schienale sono imbottiti in schiuma sigillata SoftTouch, materiale che può essere disinfettato e facile da pulire. Nonostante l'approccio minimalista di Isitec Laboratorys, la sedia è ben equipaggiata ed è una soluzione ad un ottimo costo per applicazioni da laboratorio. Base a cinque raggi in plastica dura, in opzione in acciaio. Struttura di colore nero.

Funzioni:

- regolazione altezza seduta.
- regolazione altezza schienale.
- regolazione inclinazione dello schienale.

Tipo	Regolazione altezza della seduta mm	Pz./Cf.	Codice
Isitec 1 con piattaforma	430 - 600	1	9.733 680
Isitec 2 con ruote	430 - 600	1	9.733 681
Isitec 3 con piattaforma e base ad anello	580 - 850	1	9.733 682



6 Seggiolino

Con sedile inclinabile e ruotabile, altezza regolabile, con ammortizzatore a gas, da 56 a 82 cm. Rivestimento in poliuretano, struttura metallica nera.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
54 S / GL / SH	1	9.733 655



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiate, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

LLG-Sgabelli da laboratorio, schiuma PU

Conformi EN 1728, EN 1021-1 e 1021-2, EN 61340-5-1. La superficie consente una facile pulizia e disinfezione. Sedile girevole e regolabile in altezza. Barra metallica a 5 stelle con ruote o alianti. Anello poggipiedi cromato come descritto sotto. Barra di metallo a 5 razze con ruote per pavimenti duri o alianti. Anello poggipiedi cromato come illustrato di seguito


Tipo	Regolazione altezza della seduta mm	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
PUR Spezial plus	525 - 770	5 alianti + poggipiedi	1	9.732 204 1
PUR Standard plus	525 - 770	5 alianti + poggipiedi	1	9.732 208 2
PUR Standard	425 - 540	5 rotelle	1	9.732 209 3



9.732 204



9.732 208



9.732 209



4 Sgabello girevole con ruote

Comodo sgabello girevole con base trasversale in alluminio, regolazione verticale con ammortizzatore pneumatico.

Tipo	Regolazione altezza della seduta mm	Pz./Cf.	Codice
seduta in faggio	420 - 540	1	9.733 653
seduta in schiuma PU	420 - 540	1	9.733 644
seduta in similpelle	420 - 540	1	9.733 658
seduta in similpelle	470 - 640	1	9.733 654

Altre versioni sono disponibili su richiesta.



5 Contenitori a rullo, per tavoli da lavoro seduti o in piedi

NEW!

Mobili in acciaio inossidabile a norma DIN ISO 14644 Parte 9 per pulizia della superficie delle particelle (SPC)

Dürr Metalltechnik

Acciaio inossidabile resistente alla ruggine. Contenitori a rullo per tavoli da lavoro, superficie spazzolata, costruzione autoportante resistente alle deformazioni. Scatola del cassetto ermeticamente sigillata: guida telescopica del cassetto in acciaio inossidabile, antiruggine con rulli Delrin isolati da rumore.

- Carico per cassetto o ripiano: 40 kg
- Carico massimo per cassetto o ripiano: 135kg
- 4 ruote (2 delle quali regolabili) per facile spostamento
- Consegna: armadi FI consegnati con 1 ripiano

Descrizione	Dimensioni (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
Banco per lavorare seduti, FLR	540 x 600 x 635	1	9.731 805
Banco per lavorare seduti, FLL	540 x 600 x 635	1	9.731 806
Banco per lavorare seduti, FLR, 1 cassetto	540 x 600 x 635	1	9.731 807
Banco per lavorare seduti, FLL, 1 cassetto	540 x 600 x 635	1	9.731 808
Banco per lavorare seduti, 3 cassetti, fermo corsa scambiabile	540 x 600 x 635	1	9.731 809
Banco per lavorare in piedi, FLR	540 x 600 x 815	1	9.731 810
Banco per lavorare in piedi, FLL	540 x 600 x 815	1	9.731 811
Banco per lavorare in piedi, FLR, 1 cassetto	540 x 600 x 815	1	9.731 812
Banco per lavorare in piedi, FLL, 1 cassetto	540 x 600 x 815	1	9.731 813
Banco per lavorare in piedi, 3 cassetti, fermo corsa scambiabile	540 x 600 x 815	1	9.731 814