



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Armadi MULTIRISK Prodotti Chimici non infiammabili



Descrizione

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI

CONFORME NORMA EN 61010-1 CEI 66-5













Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 15/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200° C. Costruzione di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello dell'armadio.

Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura.

Apertura a 110 ° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

Dati Tecnici

Codice Porte cieche	Codice Porte vetro	Descrizione	Dimensioni Esterne (L x P x A) mm	Capacità L	Peso Kg	Immagine
CSB60	CSB60G	Armadio a 1 porta 1 scomparto	600 x 600 x 1950	110	68	 
CSB62	CSB62G	Armadio a 2 porte 2 scomparti	600 x 600 x 1950	110	70	 
CSB63	CSB63G	Armadio a 3 porte 3 scomparti	600 x 600 x 1950	90	73	 
CSB120	CSB120G	Armadio a 2 porte 1 scomparto	1140 x 600 x 1950	200	125	 
CSB124	CSB124G	Armadio a 4 porte 4 scomparti	1140 x 600 x 1950	200	135	 
CSB60UB	-	Armadio a 1 porta 1 scomparto	600 x 600 x 700	40	35	
CSB120UB	-	Armadio a 2 porte 1 scomparto	1140 x 600 x 700	80	50	

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
Armadio a 1 porta 1 scomparto	-	CSB60
Armadio a 1 porta vetro 1 scomparto	-	CSB60G
Armadio a 2 porte 2 scomparti	-	CSB62
Armadio a 2 porte vetro 2 scomparti	-	CSB62G

Armadio a 3 porte 3 scomparti	-	CSB63
Armadio a 3 porte vetro 3 scomparti	-	CSB63G
Armadio a 2 porte 1 scomparto	-	CSB120
Armadio a 2 porte vetro 1 scomparto	-	CSB120G
Armadio a 4 porte 4 scomparti	-	CSB124
Armadio a 4 porte vetro 4 scomparti	-	CSB124G
Armadio a 1 porta 1 scomparto	-	CSB60UB
Armadio a 2 porte 1 scomparto	-	CSB120UB

Accessori

Descrizione	Codice
Ripiano supplementare in acciaio verniciato da 60	CSB60R
Ripiano supplementare in acciaio INOX da 60	CSB60RI
Ripiano supplementare in acciaio verniciato da 120	CSB120R
Ripiano supplementare in acciaio INOX da 120	CSB120RI
Timer giornaliero	TIM24
Allarme porte aperte	ALLARME
Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON / OFF	CS125