

1 Bacinelle da laboratorio, acciaio 18/10

Lucidate. Forma tonda con bordo e fondo piatto.

Bochem

Capacità ml	Ø est. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
1000	165	75	1	9.200 518
2000	220	75	1	9.200 524
3000	240	95	1	9.200 526
4500	260	120	1	9.200 529
6000	305	120	1	9.200 533
8000	320	145	1	9.200 536



2 Vaschette portastrumenti, resina melamminica

In resina melamminica, bianca. Autoclavabili a 121°C.

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
190	150	20	1	7.608 352
240	180	20	1	9.200 324
270	210	20	1	9.200 327
300	150	20	1	9.200 328
300	190	20	1	7.055 383
360	240	20	1	9.200 335
430	290	20	1	9.200 345

7.603 295 con manubrio



3 Bacinelle portafferri, in resina melamminica

In resina melamminica. La parte inferiore può essere autoclavata (121°C).

Coperchi disponibili a richiesta.

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
110	210	30	1	9.200 177
150	190	40	1	9.200 170
160	290	30	1	9.200 165
160	290	60	1	9.200 160
240	350	40	1	9.200 155
250	350	100	1	9.200 150



4 Coperchi, PS per bacinelle portafferri

Per	Pz./Cf.	Codice
9.200 177	1	9.200 181
9.200 170	1	9.200 182
9.200 165 e 9.200 160	1	9.200 183
9.200 155 e 9.200 150	1	9.200 184



5 Bacinelle, acciaio inossidabile

RSG

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
110	170	20	1	9.150 722
120	200	20	1	9.150 723
140	220	28	1	9.150 724
180	240	30	1	9.150 726
180	260	30	1	9.150 727
180	280	30	1	9.150 728
210	310	40	1	9.150 729
250	350	40	1	9.150 730
280	420	50	1	9.150 732
340	520	50	1	9.150 733



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica



1 Bacinelle per attrezzature, vetro

In vetro. Con pareti verticali e bordi lucidati.
Con e senza coperchio in acciaio inox. Le dimensioni indicate sono nominali.

Coperchio	Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
no	60	120	40	1	9.200 014
no	90	170	45	1	9.200 017
no	100	200	50	1	9.200 020
no	100	200	100	1	9.200 037
no	150	220	55	1	9.200 022
no	150	275	60	1	9.200 028
no	220	350	70	1	9.200 035
si	60	120	40	1	9.200 114
si	90	170	45	1	9.200 117
si	100	200	50	1	9.200 120
si	100	200	100	1	9.200 137
si	150	220	55	1	9.200 122
si	150	280	60	1	9.200 128
si	220	350	70	1	9.200 135



2 Bacinelle per strumenti , acciaio inox 18/10

Acciaio inox 18/10. Satinate. Coperchio con impugnatura.

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
80	120	40	1	9.200 412
100	160	30	1	9.200 416
100	200	50	1	9.200 420
150	260	50	1	9.200 426
200	300	50	1	9.200 430
180	280	60	1	9.200 428
200	400	80	1	9.200 440
300	500	100	1	9.200 450



3 Bacinelle e cestelli in acciaio inossidabile

Per Trasporto, Pulizia, Sterilizzazione e Conservazione di strumenti ed attrezzature in laboratorio.

NEW!

Dürr Metalltechnik

- Pulizia migliorata del 30%, sicura, efficiente, pratica, economica
- Struttura alveolare protetta che garantisce elevati livelli di stabilità
- Possono essere distribuiti singolarmente
- Non ci sono "angoli morti" quando risciacquate i vostri strumenti, il che comporta una pulizia più accurata
- Supporti multifunzionali per strumenti

Descrizione	Dimensioni (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
Cestello, 1/2 STE	240 x 240 x 30	1	9.033 450
Cestello, 1/2 STE	240 x 240 x 50	1	9.033 451
Cestello, 1/2 STE	240 x 240 x 70	1	9.033 452
Cestello, 3/4 STE	400 x 240 x 30	1	9.033 453
Cestello, 3/4 STE	400 x 240 x 50	1	9.033 454
Cestello, 3/4 STE	400 x 240 x 70	1	9.033 455
Cestello, normale	480 x 240 x 30	1	9.033 456
Cestello, normale	480 x 240 x 50	1	9.033 457
Cestello, normale	480 x 240 x 70	1	9.033 458
Coperchio per bacinella di lavaggio	243 x 243	1	9.033 470
Coperchio per bacinella di lavaggio	403 x 243	1	9.033 471
Coperchio per bacinella di lavaggio	483 x 243	1	9.033 472



4 Bacinelle da laboratorio LaboPlast®, PP

Colore bianco. Bacinella multiuso. Buona resistenza meccanica, infrangibile, stabile, impilabile ed igienica. Adatta per alimenti. Di facile pulizia. Resistente a molti acidi e soluzioni alcaline. Bordi arrotondati. Superficie levigata, lucida. Prodotta per pressofusione.

Bürkle

Dim. interne mm	Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
130 x 180	230	180	42	1	9.200 203
180 x 240	310	250	65	1	9.200 204
240 x 300	370	310	75	1	9.200 205
300 x 400	520	420	120	1	9.200 206
400 x 500	634	534	140	1	9.200 207
500 x 700	846	648	160	1	9.200 208

1 Bacinelle fotografiche LaboPlast®, PVC, con o senza scanalature

Colore bianco. Con o senza scanalature nella base. Resistenti a temperature fino a + 70°C. Vassoi in rosso o nero disponibili a richiesta.

Fondo	Tipo	Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
140 x 190	con rinforzi	230	180	40	1	9.200 220
190 x 260	con rinforzi	320	240	50	1	9.200 225
260 x 320	con rinforzi	370	320	50	1	9.200 232
310 x 410	con rinforzi	530	430	105	1	9.200 243
420 x 510	con rinforzi	610	520	110	1	9.200 252
510 x 610	con rinforzi	730	630	110	1	9.200 267
110 x 160	senza rinforzi	200	150	30	1	9.200 269
140 x 190	senza rinforzi	230	180	40	1	9.200 270
190 x 260	senza rinforzi	320	240	50	1	9.200 275
260 x 320	senza rinforzi	370	320	50	1	9.200 282
310 x 410	senza rinforzi	530	430	105	1	9.200 283
420 x 510	senza rinforzi	610	520	110	1	9.200 292
510 x 610	senza rinforzi	730	630	110	1	9.200 297



2 Bacinelle fotografiche, PVC

Base con scanalature per uso fotografico.

Kartell

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
150	200	45	1	9.200 372
200	250	60	1	9.200 373
260	320	70	1	9.200 374
300	350	80	1	9.200 375
330	430	90	1	9.200 376
420	520	90	1	9.200 377
530	675	100	1	9.200 378
420	540	180	1	9.200 379



3 Bacinelle fotografiche, acciaio 18/10

Acciaio 18/10. Con angoli arrotondati.

Mühlacker

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
140	190	50	1	9.200 700
180	250	60	1	9.200 701
190	260	50	1	9.200 702
260	320	60	1	9.200 703
240	350	70	1	9.200 704
270	400	80	1	9.200 705
330	500	100	1	9.200 706



4 Bacinelle, PVC

In PVC. Con scomparti. Per uso su banco o inseribile in cassetto.

Kartell

Scomparti	Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
n.					
5	304	404	64	1	9.200 370
12	303	403	63	1	9.200 380



5 Bacinella per pipette, PVC

In PVC. Per pipette di tutte le dimensioni. Può contenere 7 pipette longitudinalmente (con diametro non superiore a 20mm) o 16 pipette lateralmente (con diametro non superiore a 10mm).

Kartell

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
220	280	39	1	9.200 392



6 Bacinella per pipette, PVC

Con 4 scomparti lunghi per ca. 30 pipette graduate (1 - 20 ml). Inseribile in cassetto.

Kartell

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
300	420	30	1	9.200 394

