

1 LLG. Ditali da estrazione, cellulosa

Neutri e senza grassi.

Ø mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
19	90	25	9.045 705
20	80	25	9.045 701
22	80	25	9.045 700
25	100	25	9.045 709
26	60	25	9.045 707
28	80	25	9.045 711
30	80	25	9.045 708
33	80	25	9.045 702
33	94	25	9.045 703
33	100	25	9.045 704
33	118	25	9.045 706
43	123	25	9.045 710



2 Ditali per estrazione e filtrazione, tipo 603

In cellulosa pura secondo DIN 12448. Temperatura max. 120°C.

GE Healthcare

Ø mm	Lungh. mm	Capienza standard dell'estrattore ml	Per	Pz./Cf.	Codice
22	80	30	Büchi (1)	25	9.043 901
25	80			25	9.043 909
25	100	70	Büchi (1)	25	9.043 902
26	60			25	9.043 910
33	80		Gerhardt (2) / Foss Tecator (3)	25	9.043 90
33	90			25	9.043 91
33	94	100	Büchi (1)	25	9.043 90
33	100			25	9.043 91
33	118			25	9.043 90
33	130			25	9.043 91
33	205	250		25	9.043 90
35	150			25	9.043 91
40	85			25	9.043 91
43	123		Büchi (1)	25	9.043 950
44	230			25	9.043 906


tecno-lab s.r.l.

 Via L. Abbiate, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
 Tel. 0303682505 r.a. - Fax 0303682517 - www.tecnolab.bs.it
 Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

3 4 Ditali per estrazione

In cellulosa. In confezioni da 25 pz. Le dimensioni fornite sono diametro nominale interno x lunghezza esterna in mm.

GE Healthcare

Tipo	Ø int. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
A spessore semplice	10	50	25	9.951 335
A spessore semplice	18	55	25	9.951 336
A spessore semplice	19	90	25	9.951 337
A spessore semplice	22	80	25	9.951 338
A spessore semplice	25	80	25	9.951 339
A spessore semplice	25	100	25	9.951 340
A spessore semplice *	26	60	25	9.951 341
A spessore semplice	28	80	25	9.951 342
A spessore semplice	28	100	25	9.951 343
A spessore semplice	28	120	25	9.951 344
A spessore semplice	30	80	25	9.951 345
A spessore semplice	30	100	25	9.951 346
A spessore semplice	33	80	25	9.951 347
A spessore semplice	33	94	25	9.951 348
A spessore semplice	33	100	25	9.951 349
A spessore semplice	33	118	25	9.951 350
A spessore semplice	37	130	25	9.951 351
A spessore semplice	41	123	25	9.951 352
A spessore semplice	43	123	25	9.951 353
A spessore semplice	60	180	25	9.951 354
A spessore doppio	22	80	25	9.951 355
A spessore doppio	33	80	25	9.951 356

*per Soxtec™ estrattore



5 Supporto per ditali per estrazione

NEW!

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
RIP 4	per 4 ditali per estrazione	1	9.843 949
RIP 6	per 6 ditali per estrazione	1	9.843 950

Behr

