

Pipette volumetriche, classe AS, AR-Glas®, graduazione blu

Calibrato EX (TD). Con identificazione datata del lotto. Certificato di conformità. Marcature, anelli di marcatura e graduazioni ad alto contrasto di colore blu. Secondo DIN EN ISO 648.

Hirschmann

Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAKKS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD)

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
1,0	-	0,008	325	1	9.273 270
2,0	-	0,01	350	1	9.273 271
2,5*	-	0,01	350	1	9.273 272
3,0*	-	0,01	350	1	9.273 273
5,0	-	0,015	410	1	9.273 276
10,0	-	0,02	450	1	9.273 280
15,0*	-	0,03	520	1	9.273 281
20,0	-	0,03	520	1	9.273 282
25,0	-	0,03	530	1	9.273 284 1
50,0	-	0,05	550	1	9.273 286
100,0	-	0,08	600	1	9.273 288

* Ad integrazione della norma DIN.



9.273 284

Pipette tarate a 1 tratto classe AS, vetro soda glass® chiaro, graduazione blu

BLAUBRAND®, DIN EN ISO 648.

BRAND

Con certificato di conformità e n° di lotto.

Calibrata per scolamento "EX".

Tutte le pipette volumetriche BLAUBRAND® sono fornite con numero di lotto e un certificato di produzione del lotto per ogni confezione (fino a 2 ml/12 pezzi, da 2,5 ml/6 pezzi).

E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del fornitore.

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	-	0,005	300	1	9.273 101
1	-	0,008	300	1	9.273 102
2	-	0,010	330	1	9.273 103
2,5	-	0,010	330	1	9.273 104
3	-	0,010	330	1	9.273 105
4	-	0,015	400	1	9.273 106
5	-	0,015	400	1	9.273 107
6	-	0,015	400	1	9.273 108
7	-	0,015	400	1	9.273 109
8	-	0,02	440	1	9.273 110
9	-	0,02	440	1	9.273 111
10	-	0,02	440	1	9.273 112
15	-	0,03	510	1	9.273 113
20	-	0,03	510	1	9.273 114
25	-	0,03	520	1	9.273 115 2
30	-	0,03	520	1	9.273 116
40	-	0,05	540	1	9.273 117
50	-	0,05	540	1	9.273 118
100	-	0,08	585*	1	9.273 119

* ±15 mm



9.273 115

Pipette volumetriche, in vetro soda lime, classe AS

In vetro soda lime. Conformità certificata. Con data di identificazione del lotto. DIN EN ISO 648, DIN 12691 e BS 700 - 1583. Calibrate per dispensare (Ex). Anello di volume e iscrizioni in smalto permanente blu.

Isolab

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh.	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	mm		
1	-	0,007	310	1	9.272 260
2	-	0,010	330	1	9.272 261
3	-	0,010	360	1	9.272 262
4	-	0,015	360	1	9.272 263
5	-	0,015	400	1	9.272 264
10	-	0,020	440	1	9.272 265
15	-	0,030	455	1	9.272 267
20	-	0,030	510	1	9.272 268
25	-	0,030	520	1	9.272 269
50	-	0,050	540	1	9.272 270 3



9.272 270



6.084 072

Pipette volumetriche, Vetro soda AR-Glas®, classe AS, graduazione ambrata

Calibrato EX (TD). Con identificazione datata del lotto. Certificato di conformità. Con graduazione di colore ambrata di lunga durata, in accordo con DIN EN ISO 648.

Hirschmann

Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkKS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD) .

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	-	0,005	300	1	6.200 955
1	-	0,008	325	1	6.052 959
1,5*	-	0,01	350	1	7.200 075
2	-	0,01	350	1	6.092 721
2,5*	-	0,01	350	1	6.079 397
3*	-	0,01	350	1	6.303 738
4*	-	0,015	410	1	6.300 028
5	-	0,015	410	1	6.081 798
6*	-	0,015	410	1	6.300 025
7*	-	0,015	410	1	6.300 026
8*	-	0,02	450	1	6.077 361
9*	-	0,02	450	1	6.300 299
10	-	0,02	450	1	6.050 827
15*	-	0,03	520	1	6.057 100
20	-	0,03	520	1	6.084 029
25	-	0,03	530	1	6.084 072 1
30*	-	0,03	530	1	6.057 101
40*	-	0,05	550	1	6.077 366
50	-	0,05	550	1	6.054 343
100	-	0,08	600	1	6.055 472

* supplementare alla norma DIN.

Disponibile anche con identificazione datata del lotto secondo USP (US Pharmacopeia)



9.273 225

Pipette tarate, vetro AR®, classe AS, 1 tratto, graduazione ambrata

BLAUBRAND® Eterna. DIN EN iso 648. Calibrate per svuotamento (TD, EX).

BRAND

Graduazione ed iscrizioni marroni Eterna (particolarmente resistente a metodi di pulizia aggressivi). Tutte le pipette tarate BLAUBRAND® sono fornite con un numero di lotto ed un certificato di lotto da ente esterno al fornitore, per ogni confezione standard (fino a 2 ml: 12 pezzi, oltre 2 ml: 6 pezzi). Sono inoltre disponibili a richiesta con un certificato di calibrazione per singolo prodotto USP o DAkKS.

E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del fornitore.

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
1	-	0,008	300	1	9.273 220
2	-	0,010	330	1	9.273 221
5	-	0,015	400	1	9.273 222
10	-	0,02	440	1	9.273 223
20	-	0,03	510	1	9.273 224
25	-	0,03	520	1	9.273 225 2
50	-	0,05	540	1	9.273 226

Pipette volumetriche, vetro AR, classe AS, graduazioni ambrate

Pipette volumetriche, con volume tra due segni (scolamento parziale), classe AS, conformità certificata, con identificazione del lotto e graduazioni ambrate di lunga durata. Calibrate EX (TD), secondo norme DIN EN ISO 648. Hirschmann fornisce la vetreria volumetrica classe A o AS con un indicatore dell'anno di produzione e del lotto come standard, senza costo aggiuntivo. Tuttavia questi strumenti di misura sono adatti per l'uso in laboratori certificati secondo DIN EN ISO. Il certificato del lotto è disponibile e scaricabile dal sito web del produttore.

Hirschmann

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	mm		
0,5	-	0,005	300	1	6.801 018
1	-	0,008	325	1	6.801 019
2	-	0,01	350	1	6.801 020
3*	-	0,01	350	1	6.056 820
5	-	0,015	410	1	6.801 021
10	-	0,02	450	1	6.071 748
15*	-	0,03	520	1	6.225 909
20	-	0,03	520	1	6.801 022
25	-	0,03	530	1	6.801 023 1
50	-	0,05	550	1	6.801 024
100	-	0,08	600	1	6.800 124

* Supplementare alla norma DIN



6.801 023

Pipette tarate, AR-Glas®, classe AS, 2 tratti, graduazione blu

BLAUBRAND®. Conformità certificata. Supplementare alle norme DIN EN ISO 648. BRAND
Regolato a "Ex". Graduazione ed iscrizioni blu ad alto contrasto. Tutte le pipette tarate BLAUBRAND® sono fornite con il numero di lotto ed un certificato di lotto del fornitore. Disponibile anche, a richiesta, con diversi certificati di calibrazione per singolo prodotto, DAKKS o USP. E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del fornitore.

BRAND

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	-	0,005	300	1	9.273 121
1,0	-	0,008	300	1	9.273 122
2,0	-	0,010	330	1	9.273 123
3,0	-	0,010	330	1	9.273 125
5,0	-	0,015	400	1	9.273 127
10,0	-	0,02	440	1	9.273 132
15,0	-	0,03	510	1	9.273 133
20,0	-	0,03	510	1	9.273 134
25,0	-	0,03	520	1	9.273 135 2
50,0	-	0,05	540	1	9.273 138



9.273 135

Pipette volumetriche, classe B, AR-Glas®, graduazione ambrata

Limite d'errore migliore rispetto alle richieste per una classe B. Con graduazione ambrata duratura, calibrato EX (TD) in accordo con DIN EN ISO 648.

Hirschmann

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	-	0,008	300	1	9.273 258
1	-	0,012	325	1	9.273 259
2	-	0,015	350	1	9.273 260
3*	-	0,015	350	1	9.273 261
4*	-	0,023	410	1	9.273 257
5	-	0,023	410	1	9.273 262
10	-	0,03	450	1	9.273 263
15*	-	0,045	520	1	9.273 264
20	-	0,045	520	1	9.273 265
25	-	0,045	530	1	9.273 266 3
50	-	0,075	550	1	9.273 268
100	-	0,12	600	1	9.273 269

* Ad integrazione della norma DIN.



9.273.266

 Detergenti per pulizia pipette - vedere pagina 1148.



9.273 015

Pipette tarate a 1 Tratto classe B, vetro soda AR®, graduazione ambrata

Vetro AR®. Graduazione marrone SILBERBRAND Eterna. DIN EN ISO 648. Calibrata per svuotamento "EX".

BRAND

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	-	0,007	300	1	9.273 001
1	-	0,010	300	1	9.273 002
2	-	0,015	330	1	9.273 003
3	-	0,015	330	1	9.273 005
5	-	0,025	400	1	9.273 007
10	-	0,03	440	1	9.273 012
15	-	0,04	510	1	9.273 013
20	-	0,04	510	1	9.273 014
25	-	0,04	520	1	9.273 015 1
50	-	0,07	540	1	9.273 018
100	-	0,12	585*	1	9.273 019

* ±15 mm



9.273 239

Pipetta tarata a 1 Tratto, PP

PP. Traslucido. Infrangibile. Graduazione blu.

BRAND

Calibrata per scolamento "Ex".

Attenzione: sollecitazioni termiche superiori ai 60°C possono creare alterazioni volumetriche.

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
1	-	0,02	300	1	9.273 232
2	-	0,02	300	1	9.273 233
5	-	0,03	300	1	9.273 235
10	-	0,04	440	1	9.273 236
25	-	0,06	450	1	9.273 238
50	-	0,1	460	1	9.273 239 2



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
 Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
 Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Pipette graduate in vetro soda lime, classe AS, Tipo 3

Vetro soda lime. Conformità certificata. Con data di identificazione del lotto. DIN EN ISO 835, DIN 12697 e BS700 - 1583. Calibrate a dispensare (Ex). Segno ad anello e graduazioni in smalto blu.

Isolab

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh.	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	mm		
1	0,01	0,007	360	1	9.272 250
2	0,02	0,010	360	1	9.272 251
5	0,05	0,030	360	1	9.272 252
10	0,1	0,050	360	1	9.272 253
20	0,1	0,100	450	1	9.272 254 1
25	0,1	0,100	450	1	9.272 255
50	0,1	0,200	720	1	9.272 256



9.272 254

Pipette graduate, AR-glass®, Classe AS, graduazione blu, tipo 3

Calibrato EX (TD). Anello punto principale della graduazione. Con identificazione data del lotto. Conformità certificata. Alto contrasto della graduazione blu. Graduazione partente in punta, tipo 3, secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml in su sono fornite con alloggiamento per cotone. Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/- Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkkS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD).

Hirschmann

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale ± 5 mm	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 380
1,0	0,01	0,007	360	1	9.272 381
1,0*	0,10	0,007	360	1	9.272 382
2,0*	0,01	0,01	360	1	9.272 383
2,0	0,02	0,01	360	1	9.272 384
2,0*	0,10	0,01	360	1	9.272 385
5,0	0,05	0,03	360	1	9.272 387
5,0*	0,10	0,03	360	1	9.272 388
10,0	0,10	0,05	360	1	9.272 389 2
20,0*	0,10	0,1	360	1	9.272 390
25,0	0,10	0,1	450	1	9.272 391
50,0*	0,20	0,2	450	1	9.272 392

* Ad integrazione della norma DIN.



9.272 389

Pipette graduate, Classe AS, AR-Glas®, graduazione blu, tipo 3 (zero in alto)

BLAUBRAND Vetro AR®. Graduazione blu. Tipo 3, scolamento totale. Con certificato di conformità e n° di lotto.

BRAND

Calibrate per scolamento "Ex". DIN EN ISO 835.

Graduazione ed iscrizioni ad elevato contrasto, in blu.

A partire dalla capacità di 5 ml con strozzatura per posizionamento cotone.


E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del fornitore.

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh.	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	mm		
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 105
1	0,01	0,007	360	1	9.272 106
1 ^w	0,01	0,007	360	1	9.272 117
1	0,1	0,007	360	1	9.272 107
2**	0,01	0,010	360	1	9.272 108
2	0,02	0,010	360	1	9.272 109
2 ^w	0,02	0,010	360	1	9.272 118
2	0,1	0,010	360	1	9.272 110
5 ^w	0,05	0,030	360	1	9.272 111
5 ^w	0,1	0,030	360	1	9.272 112
10 ^w	0,1	0,05	360	1	9.272 113 3
20 ^w	0,1	0,10	360	1	9.272 114
25 ^w	0,1	0,10	450	1	9.272 115
50* ^w	0,5	0,2	450	1	9.272 116

* Ad integrazione della norma DIN 12699.

**Ad integrazione della norma DIN 12699, privo di certificato di conformità.

° Con cotone



9.272 113



6.058 191

Pipette graduate , vetro AR-Glas®, Classe AS, graduazioni ambrate, tipo 3

Conformità certificata, con indentificazione del lotto. Con graduazione ambrata di lunga durata, segno ad anello di calibrazione principale, calibrate zero alla punta EX (TD), tipo 3, secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml in su sono fornite con alloggiamento per cotone. Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkkS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD).

Hirschmann

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale ± 5 mm	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,006	360	1	6.059 364
1	0,01	0,007	360	1	6.301 732
1	0,1	0,007	360	1	6.303 032
2*	0,01	0,01	360	1	6.305 430
2	0,02	0,01	360	1	6.059 699
2	0,1	0,01	360	1	6.202 868
5	0,05	0,03	360	1	6.081 209
5	0,1	0,03	360	1	6.059 800
10	0,1	0,05	360	1	6.058 191 1
20	0,1	0,1	360	1	6.200 448
25	0,1	0,1	450	1	6.303 743
50*	0,2	0,2	450	1	6.234 515

* in aggiunta alla norma DIN.



9.272 353

Pipette graduate, vetro AR-Glas®, Classe AS, graduazioni ambrate, tipo 2

Conformità certificata, con indentificazione datata del lotto, vetro soda-lime (AR), con graduazione ambrata di lunga durata, segno ad anello di calibrazione principale, calibrate zero alla punta EX (TD), tipo 2, secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml in su sono fornite con alloggiamento per cotone.

Hirschmann

Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkkS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD).

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale ± 5 mm	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,007	360	1	9.272 350
1	0,01	0,007	360	1	9.272 351
1	0,1	0,007	360	1	9.272 352
2	0,02	0,01	360	1	9.272 353 2
2	0,1	0,01	360	1	9.272 354
5	0,05	0,03	360	1	9.272 355
5	0,1	0,03	360	1	6.202 713
10	0,1	0,05	360	1	6.202 714
20	0,1	0,01	360	1	9.272 358
25	0,1	0,01	450	1	9.272 359



9.272 129

Pipette graduate, BLAUBRAND®, scolamento parziale, graduazione blu, tipo 1

AR-Glas®. Conformità certificata. Secondo DIN EN ISO 835. Tipo 1. Calibrate per scolamento (TD, Ex). Il segno ad anello e le iscrizioni sono in blu stampato ad alto contrasto. Tutte le pipette graduate BLAUBRAND® vengono fornite con il numero di lotto ed un certificato di lotto del produttore per la confezione standard. Disponibili anche su richiesta con singolo certificato di calibrazione secondo DAkkS o USP. Il certificato di lotto è disponibile e scaricabile dal sito web del produttore.

BRAND

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale ± 10 mm	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 121
1	0,01	0,007	360	1	9.272 122
2*	0,01	0,010	360	1	9.272 124
2	0,02	0,010	360	1	9.272 125
5**	0,05	0,030	360	1	9.272 127
10**	0,1	0,050	360	1	9.272 129 3
25**	0,1	0,100	450	1	9.272 131

* a completamento norme DIN, senza certificato di conformità

**Con cotone

Pipette graduate, classe AS, graduazione ambrata, tipo 2

BLAUBRAND®, conformità certificata, vetro -AR®. Din EN ISO 835. Tipo 2 (zero in alto), BRAND
scolamento totale. Calibrate ad erogare (TD, Ex). Riga Schellbach. Anello e iscrizioni in
smalto blu ad alto contrasto. Tutte le pipette graduate BLAUBRAND® sono fornite con un numero di lotto e con un
certificato di lotto che accompagna l'imballo originale. Le pipette sono disponibili anche, su richiesta, con certificato di
lavorazione individuale di fabbrica, USP o certificato di calibrazione DAkkS. Supplementari al range DIN.

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Adatta per tappo cotone	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm			
0,5	0,01	0,006	360	no	1	9.272 000
1	0,01	0,007	360	no	1	9.272 001
1	0,01	0,007	360	sì	1	9.272 002
2	0,02	0,010	360	no	1	9.272 003
2	0,02	0,010	360	sì	1	9.272 004
5	0,05	0,030	360	sì	1	9.272 005
5	0,10	0,030	360	sì	1	9.272 006
10	0,1	0,05	360	sì	1	9.272 007 ¹
20	0,1	0,10	360	sì	1	9.272 008
25	0,1	0,10	450	sì	1	9.272 009



9.272 007

Pipette graduate, classe AS, vetro AR®, graduazione ambrata, tipo 2

BLAUBRAND, conformità certificata DIN ISO 835. Tipo 2 (volume nominale sopra), BRAND
scolamento totale. Calibrate per erogare (TD, Ex). Segno e iscrizioni in blu stampato ad
alto contrasto. Tutte le pipette graduate BLAUBRAND® sono fornite con numero di lotto ed un certificato del lotto fornito
dal produttore per ogni confezione. Disponibili anche con certificato di lavorazione individuale, certificato di calibrazione
USP o DKD, su richiesta. Il certificato del lotto è anche scaricabile dal sito web del produttore.

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 016
1	0,01	0,007	360	1	9.272 017
1	0,1	0,007	360	1	9.272 018
1 ^c	0,01	0,007	360	1	9.272 027
2	0,02	0,010	360	1	9.272 019
2	0,1	0,010	360	1	9.272 020
2 ^c	0,02	0,010	360	1	9.272 028
5 ^c	0,05	0,030	360	1	9.272 021
5 ^c	0,1	0,030	360	1	9.272 022
10 ^c	0,1	0,05	360	1	9.272 023 ²
20 ^c	0,1	0,10	360	1	9.272 024
25 ^c	0,1	0,10	450	1	9.272 025
50 ^{c*}	0,5	0,2	450	1	9.272 026

^c Con cotone

*Ad integrazione della norma DIN.



9.272 023

Pipette graduate, BLAUBRAND®, classe A, conformità certificata, graduazione blu


AR-Glas®. In aggiunta DIN 12689. Lunghezza 360 mm. Calibrate per contenere (TC, BRAND
In). Graduazione ed iscrizioni blu ad alto contrasto. Una combinazione eccellente di
resistenza e di leggibilità. Tutte le pipette a bulbo BLAUBRAND® sono fornite con un numero di lotto ed un certificato di
lotto per unità. Sono disponibili anche certificati di calibrazione per lavori individuali, DAkkS o USP - ulteriori dettagli a
richiesta.

E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del fornitore.

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,1	0,001	0,001	360	1	9.272 102 ³
0,2	0,002	0,002	360	1	9.272 104



9.272 102



9.272 077

Pipette graduate, classe B, vetro chiaro soda-AR®, graduazione marrone


SILBERBRAND Eterna. Graduazione marrone ETERNA.
Calibrata per sciolimento "Ex". DIN EN ISO 835. Tipo 3 (zero in alto).

BRAND

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 069
1	0,01	0,010	360	1	9.272 070
1 ^c	0,01	0,010	360	1	9.272 086
1	0,1	0,010	360	1	9.272 071
2*	0,01	0,015	360	1	9.272 072
2	0,02	0,015	360	1	9.272 073
2 ^c	0,02	0,015	360	1	9.272 089
2	0,1	0,015	360	1	9.272 074
5 ^c	0,05	0,05	360	1	9.272 075
5 ^c	0,1	0,05	360	1	9.272 076
10 ^c	0,1	0,08	360	1	9.272 077 1
20 ^c	0,1	0,150	360	1	9.272 078
25 ^c	0,1	0,150	450	1	9.272 079

* Ad integrazione della norma DIN.

^c Con cotone



9.272 373

Pipette graduate, vetro AR-Glas®, Classe B, con graduazione ambrata

Calibrata EX (TD). Graduazione ambrata. Graduata fino alla punta, zero in alto. Con tolleranza migliore rispetto alla classe B. Tipo 3 secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml in su sono fornite con alloggiamento per cotone.

Hirschmann

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 5 mm		
0,5*	0,01	0,0075	360	1	9.272 366
1	0,01	0,01	360	1	9.272 367
1*	0,1	0,01	360	1	9.272 368
2*	0,01	0,015	360	1	9.272 376
2	0,02	0,015	360	1	9.272 369
2*	0,1	0,015	360	1	9.272 370
5	0,05	0,045	360	1	9.272 371
5*	0,1	0,045	360	1	9.272 372
10	0,1	0,075	360	1	9.272 373 2
20*	0,1	0,15	360	1	9.272 374
25*	0,1	0,15	450	1	9.272 375
50*	0,2	0,3	450	1	9.272 377

* Ad integrazione della norma DIN.

Disponibile anche con lotto di identificazione datato in accordo alle norme USP (Farmacopea US).



6.080 523

Pipette graduate per colture di tessuti, in vetro, graduazioni ambrate, AR-Glass®

Pipette graduate, tipo corto, speciali per colture di tessuti e lavoro in camere sterili, vetro soda-lime (AR), con graduazione ambrata di lunga durata, graduazione principale ad anello, zero in fondo, calibrata EX (TD). Alloggiamento cotone (8 mm diam. esterno).

Hirschmann

Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkkS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD).

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 3 mm		
1	0,1	-	230	1	6.080 498
2	0,1	-	230	1	6.090 340
5	0,1	-	230	1	6.080 523 3
10	0,1	-	230	1	6.510 172
25	0,2	-	230	1	6.510 335

Detergenti per pulizia pipette - vedere pagina 1148.

Pipetta Graduata AR-Glas® classe A, FORTUNA®

Con siringa. Vetro AR. Graduazione ambrata indelebile. Con pistone di aspirazione sostituibile (eccetto 100 ml).

Poulten & Graf

Sono disponibili a richiesta anche pipette graduate con graduazione blu indelebile.

Capacità	Divisione	Tolleranza	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml		
1	0,01	-	1	9.273 301
2	0,02	-	1	9.273 302
5	0,05	-	1	9.273 305
10	0,1	-	1	9.273 310 1
20	0,1	-	1	9.273 320
25	0,1	-	1	9.273 325
50	0,2	-	1	9.273 350
100	1,0	-	1	9.273 399



9.273 310

Pipette graduate, AR-Glas®, Classe AS, graduazione marrone, tipo 3**NEW!**


BLAUBRAND® ETERNA, conformità certificata. DIN EN ISO 835. Tipo 3 (zero in alto), scolamento totale. Calibrata per erogare (TD, Ex). Tempo di attesa 5 secondi. Linea di volume e scritte in colore Eterna ambrato.

BRAND

Tutte le pipette graduate BLAUBRAND® vengono fornite con un numero di lotto e accompagnate da un certificato del lotto, nell'imballo originale (fino a 10ml: 12 pipette, oltre 10 ml: 6 pipette).

Su richiesta, le pipette sono anche disponibili con un certificato individuale USP o di calibrazione DAkkS.

Capacità	Graduazione	Accuratezza	Adatta per tappo cotone	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,006	no	1	9.272 031
1	0,01	0,007	no	1	9.272 032
1	0,01	0,007	si	1	7.018 397
2	0,02	0,010	no	1	9.272 033
2	0,02	0,010	si	1	7.018 398
5	0,05	0,030	si	1	7.060 678
5	0,1	0,030	si	1	9.272 034
10	0,1	0,05	si	1	9.272 036 2
20	0,1	0,10	si	1	7.018 413
25	0,1	0,10	si	1	9.272 037



9.272 036

Pipetta Graduata, PP

PP. Traslucido. Infrangibile. Graduazione blu.

BRAND

Scolamento totale. Calibrate per scolamento "Ex".

Si consiglia di eseguire la pulizia con un detergente leggermente alcalino.

Attenzione: sollecitazioni termiche superiori ai 60°C possono creare alterazioni volumetriche.

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
1	0,1	0,02	300	1	9.272 507
2	0,1	0,02	300	1	9.272 510
5	0,1	0,05	330	1	9.272 512
10	0,1	0,1	330	1	9.272 513 3



9.272 513



1 Aspiratore macro

La rotellina manuale permette l'aspirazione precisa del liquido nella pipetta con una sola mano. Questa rotellina è studiata per uso facile, dovendo usare solo il pollice. Quando la rotella si ferma, il pistone resta nella posizione desiderata. Il liquido può essere espulso premendo il pistone indietro o consente l'espulsione posizionando il commutatore laterale su "Ex". Una leggera pressione applicata alla leva di scarico apre la valvola e lascia che il liquido esca facilmente.

Isolab

Per	Pz./Cf.	Codice
Pipette con volume fino a 2 ml	1	4.008 322
Pipette con volume fino a 10 ml	1	4.008 323
Pipette con volume fino a 25 ml	1	4.008 324



2 Aspiratore per pipette, Maxi

Bulbo di grande capacità che lavora perfettamente con tutte le dimensioni di pipette da 1 ml fino a 100 ml. Prima si preme il bulbo in silicone e la leva del pollice controlla sia l'aspirazione che il dispensaggio. Il bottone centrale incorporato spinge fuori il liquido rimasto nella pipetta.

Isolab

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Aspiratore Maxi per pipette	1	6.238 525



3 LLG-Pipette Pasteur, vetro

Monouso. Con forma e lunghezza uniformi. Capillare in uscita: 1,1 mm. Tubo di aspirazione lungo circa 20 mm con strozzatura per il posizionamento di un batuffolo di ovatta. Diametro esterno tubo 7,1 mm. Tettarelle per contagocce da ordinare separatamente.

Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
150	1000	9.411 015
230	1000	9.411 020

4 5 LLG-Pipette Pasteur in PE

Prodotte in PE trasparente. Sterile o non-sterile. Graduate.

Tipo	Capacità ml	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
Pipette Pasteur, macro, graduate, non-sterili	3,0	150	500	9.401 080
Pipette Pasteur, macro, graduate, non-sterili	1,0	150	500	9.401 081
Pipette Pasteur, macro, graduate, sterili, confezionate individualmente	3,0	150	1000	9.401 084
Pipette Pasteur, macro, graduate, sterili, confezionate individualmente	1,0	150	1000	9.401 085

