

1 CONTENITORE PER IL TRASPORTO EUROBOX, lega di alluminio

- Lega di alluminio molto resistente, anticorrosione
- Cerniere in acciaio inox
- Guarnizione coperchio di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua
- Bordi rinforzati
- Staffe per bloccare il coperchio
- Possono essere sigillati grazie a piombatura, lucchetto o serratura integrata
- Impilabile
- Angoli di impilatura blu in plastica antiurto

Dim. interne (L x P x H) mm	Dim. est. (L x P x H) mm	Capacità	Peso	Pz./Cf.	Codice
		litri	g		
350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3000	1	9.301 356
550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4700	1	9.301 357
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4900	1	9.301 358
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5200	1	9.301 359
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6100	1	9.301 360
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7500	1	9.301 361
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8900	1	9.301 362

Dimensione utile ca. 30 mm inferiore alla dimensione interna.



2 Scatole per stoccaggio, PE-HD con tappo a chiusura ermetica in PE-LD

In PE-HD. Contenitore rettangolare. Colore naturale. Tappo a chiusura ermetica in PE-LD. Resistente a temperature comprese tra - 40 e + 95°C (senza stress meccanici). Resistente agli acidi ed agli agenti chimici. Congelabile e impilabile. Per alimenti.

Capacità L	Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
0,50	103	103	64	1	9.033 270
1,00	103	103	127	1	9.033 275
1,00	103	208	64	1	9.033 280
1,50	103	208	94	1	9.033 285
2,00	103	255	94	1	9.033 286
2,00	208	208	64	1	9.033 287
3,20	208	208	94	1	9.033 288



3 Secchi bianchi con coperchio, PP

Adatti per stoccare, trasportare e confezionare materiale alimentare, materiali da costruzione e prodotti non corrosivi.

Capacità Litri	Pz./Cf.	Codice
1	1	9.040 030
2	1	9.040 031
3	1	9.040 032
5	1	9.040 033
10	1	9.040 034



4 LLG- Secchio, PP

Secchio versione rotonda da 10 L bianco, graduato, con manico metallico.

Capacità Litri	Colore	Pz./Cf.	Codice
10	bianco	1	9.040 216



tecno-lab s.r.l.

Via L'Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica



1 Secchi, PE-HD

Bianchi. Senza becco. Con divisione in segmenti da 1L. Manico stabile con rinforzo nel centro per trasporto comodo.
Coperchio a tenuta ermetica, trasparente in PE-LD da ordinare separatamente.

VITLAB

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
5	250	240	1	9.040 006
10	290	300	1	9.040 012

Coperchio PE-LD per Secchi PE-HD

VITLAB

Per secchio	Pz./Cf.	Codice
I		
5	1	9.040 206
10	1	9.040 212



2 Secchi con becco, PP

Trasparente. Con graduazione in segmenti da 1L.
Con manico stabile e becco per facile svuotamento. Altamente resistente ai prodotti chimici. Senza coperchio. Adatto per alimenti secondo la Direttiva EC No. 10/2011.

VITLAB

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
12	310	330	1	9.040 022
15	310	370	1	9.040 025



3 Secchi, serie 610/615, PE-LD

Secchio bianco graduato.

Kautex

- Pareti spesse
- Molto stabile
- Duraturo
- Graduazione in litri
- Per uso industriale e di laboratorio (bianco), con manico in acciaio rivestito in materiale plastico
- Secchio grigio: robusto, manico in acciaio inox antiruggine

Tipo 1: con becco
Tipo 2: senza becco

Tipo	Capacità Litri	Colore	Ø fondo mm	Ø apertura mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
1	10	bianco	193	280	300	1	9.040 110
1	15	bianco	235	316	335	1	9.040 115
2	10	bianco	212	253	279	1	9.040 010
2	10	grigio	212	253	279	1	9.040 011



4 Secchio, acciaio inox 18/10

Graduato. Con manico.

Bochem

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
6	260	190	1	9.040 325
10	280	235	1	9.040 330
12	300	270	1	9.040 332
15	310	305	1	9.040 335

1 Coperchio per secchio in acciaio inossidabile 18/10

RSG

Per secchio	Ø mm	Pz./Cf.	Codice
6 l	260	1	7.623 893
10 l	280	1	6.901 567
12 l	300	1	7.636 628
15 l	310	1	7.612 465



2 Secchi per trasporto con coperchio e manico, in acciaio inox 18/10

Bochem

Altezza mm	Ø mm	Capacità Litri	Pz./Cf.	Codice
155	100	1	1	9.039 921
170	135	2	1	9.039 922
185	160	3	1	9.039 923
240	180	5	1	9.039 925
280	180	6	1	9.039 926
280	225	10	1	9.039 928



3 Bottiglioni, bocca larga, PE-HD

Adatti per alimenti. Con maniglia per trasporto. Sono muniti di sottotappo e tappo con fori per sigillo di garanzia. Molto robusti e resistenti per un uso prolungato nel tempo. Sono muniti di sottotappo per una buona tenuta. Forniti con tappo con fori per sigillo di garanzia. Ideali per contenere liquidi, polveri e granulati.



Capacità Litri	Collo Ø int. mm	Collo Ø est. mm	Ø corpo mm	Altezza mm	Maniglia	Pz./Cf.	Codice
5	84	94	170	350	1	1	9.139 938
10	99	109	210	420	1	1	9.139 939

4 Bottiglioni, bocca stretta, HDPE

Molto robusti e resistenti per un uso prolungato nel tempo con solida maniglia per il trasporto. Adatti per alimenti. Tappo a vite con guarnizione per una tenuta perfetta. Il tappo può essere attaccato alla bottiglia tramite l'anello integrato. Con filettatura profonda 12 mm per utilizzo con un rubinetto da 3/4". Il rubinetto è da ordinare a parte (Cod. N. 9.109 937). Possono essere utilizzati in ambiente con temperatura inferiore a 0°C.

Capacità Litri	Collo Ø int. mm	Collo Ø est. mm	Ø corpo mm	Altezza mm	Maniglia	Pz./Cf.	Codice
5	52	62	160	350	1	1	9.139 929
10	52	62	210	430	1	1	9.139 930
25	84	97	270	570	2	1	9.139 931
50	84	97	350	690	2	1	9.139 932

