



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Vasca Coibentata M908 - VC



Descrizione

La vasca coibentata M908-VC è adatta per le applicazioni dei più comuni gruppi termostatici.

Composta da una struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido e isolata tramite una doppia parete con fibra minerale naturale.

La vasca interna è in acciaio inox stampata con bordi arrotondati per agevolarne la pulizia.

A richiesta un coperchio anticondensa in acciaio.

Dati Tecnici

Range di temperatura:	-20° a +300°C
Volume nominale:	8 Lt
VASCA	
Dimensioni esterne (L x H x P)	325x210x175 mm
Peso	3 kg
Dimensioni interne (L x H x P)	300x150x150 mm

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M908- VC	-	02.4001

Accessori

Descrizione	Codice
Coperchio in acciaio inox per ponte mod. Lt. 8	02.4005
Ponte per vasca Lt. 8	02.5005
Rubinetto di scarico	02.1034