



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Vasca Coibentata M918 - Basic



Descrizione

La vasca coibentata M918-Basic è adatta per le applicazioni dei più comuni gruppi termostatici.

Composta da una struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido e isolata tramite una doppia parete con fibra minerale naturale.

La vasca interna è in acciaio inox stampata con bordi arrotondati per agevolarne la pulizia.

A richiesta un coperchio anticondensa in acciaio.

Dati Tecnici

Range di temperatura:	-5° a 120 °C
Volume nominale:	17 Lt
VASCA	
Dimensioni esterne (L x H x P)	360x210x325 mm
Peso	6 kg
Dimensioni interne (L x H x P)	330x150x298 mm

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M918-Basic	-	02.4102

Accessori

Descrizione	Codice
Coperchio in acciaio inox per ponte mod. Lt. 18	02.4006
Ponte per vasca Lt. 18	02.5006
Rubinetto di scarico	02.1034