



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Vasca Coibentata M918 - VC



### Descrizione

La vasca coibentata M918-VC è adatta per le applicazioni dei più comuni gruppi termostatici.

Composta da una struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido e isolata tramite una doppia parete con fibra minerale naturale.

La vasca interna è in acciaio inox stampata con bordi arrotondati per agevolarne la pulizia.

A richiesta un coperchio anticondensa in acciaio.

## Dati Tecnici

Range di temperatura:	-20° a + 300 °C
Volume nominale:	17 Lt
<b>VASCA</b>	
Dimensioni esterne ( L x H x P )	360x210x325 mm
Peso	6 kg
Dimensioni interne ( L x H x P )	330x150x298 mm

## Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M918-VC	-	02.4002

## Accessori

Descrizione	Codice
Coperchio in acciaio inox per ponte mod. Lt. 18	02.4006
Ponte per vasca Lt. 18	02.5006
Rubinetto di scarico	02.1034