



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.

Bilancia Analitica E50S



Descrizione

E50S è una bilancia analitica semimicro a compensazione magnetica affidabile e adatta all'ambiente di laboratorio, la sua tastiera a membrana impermeabile è resistente agli acidi.

Le funzioni attivabili tramite il tasto MENU, sono le letture nelle diverse unità di misura per la pesata, come:

g (grammi), lb (libbre), oz (once), ct (carati), pcs (pezzi), % (percentuale).

L'Indicazione del raggiungimento del peso stabile la si può facilmente leggere sul display LCD a 7 segmenti.

L'accesso per pesate è sotto il piano della bilancia, e la calibrazione è totalmente automatica, attivabile a mezzo tasto, con massa di calibrazione incorporata.

Dati Tecnici

Assorbimento:	12 VA
Alimentazione:	230 V - 50 Hz (a richiesta 110 V)
Peso	6.6 kg
Dimensioni (L x H x P)	210 x 320 x 340 mm
Dimensioni camera (L x H x P)	180 x 220 x 170 mm
Uscita seriale:	RS232 bidirezionale di serie configurabile
Temperatura di funzionamento:	10 / 35°C

	Portata g	Divisione mg	Linearità mg	Ripetibilità mg	Tempo di Risposta	Piatto mm
Semimicro	100	0,01	± 0,03	± 0,03	6/8 sec.	Ø 80
Macro	225	0,1	± 0,2	≤ 0,05	3/5 sec.	Ø 80

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
E50S	230V-50Hz	Semimicro
E50S	230V-50Hz	Macro

Accessori

Descrizione	Codice
Approvazione metrologica CE (direttiva CEE 90/384)	-
Dispositivo per la determinazione della densità di liquidi e solidi	-
Masse tarate in classe E2	-