



Microbilancia Micro 1000



Descrizione

Micro 1000 è una microbilancia la sua tastiera a membrana impermeabile è resistente agli acidi ed è di facile ed immediata operatività grazie ai tasti TARE, PRINT, ON/OFF, MODE.

Le funzioni attivabili tramite il tasto MODE, sono le letture nelle diverse unità di misura per la pesata, come:

g (grammi), lb (libbre), oz (once), ct (carati), pcs (pezzi), % (percentuale).

L'Indicazione del raggiungimento del peso stabile la si può facilmente leggere sul display LCD. Il display adotta un sistema di lettura semplificata, mettendo le cifre decimale in dimensioni di carattere ridotte.

Bar-graph indicatore di dosaggio e scala utilizzata.

Dati Tecnici

Alimentazione:	100/240 VAC
Peso netto	5.2 kg
Dimensioni (L x H x P)	215 x 230 x 385 mm
Uscita seriale:	RS232
Temperatura di funzionamento:	20° / 30°C
Assorbimento:	200mA

	Portata mg	Divisione mg	Ripetibilità mg	Linearità mg	Tempo di Risposta	Piatto mm
Micro 1000	1000	0.001	± 0.001	± 0.002	6 sec.	Ø 20 *

*il piatto ha anche 3 baffi per pesare anche filtri max 60 mm (maggiori diametri a richiesta).

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
Micro 1000	100/240 VAC	Micro 1000

Accessori

Descrizione	Codice
Massa in classe E1 per la calibrazione del fondo scala, pinzetta per detta massa, panno antistatico	-

Accessori in dotazione standard inclusa

Descrizione	Codice
Generatore di ioni per eliminare le cariche elettrostatiche	-
Uscita dati USB	-

Accessori a richiesta