



## Frigotermostato FTC 120



### Descrizione

**FTC 120** è un frigotermostato di piccole/medie dimensioni appositamente progettato per l'incubazione di unità per la misura del BOD.

E' possibile incubare fino a tre BOD Sensor System 6 e due BOD Sensor System 10, con possibilità di alimentazione elettrica mediante due prese interne regolate da un apposito interruttore esterno sito sul pannello di controllo.

L'uniformità della temperatura all'interno della camera d'incubazione è ottenuta mediante circolazione d'aria forzata.

Il display digitale a due digit consente una costante visualizzazione della temperatura interna effettiva.

**FTC 120** garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in classe A+.

### Dati Tecnici

|   |              |
|---|--------------|
| Volume totale:                                  | 120 litri    |
| Sistema elettronico di regolazione temperatura. | Tradizionale |
| Ripiani inclusi:                                | 2            |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Prese:                                     | 2 prese di corrente interna |
| Alimentazione:                             | 230 V / 50-60 Hz            |
| Potenza                                    | 120 W                       |
| Peso                                       | 36 kg                       |
| Dimensioni ( L x H x P )                   | 540x905x550 mm              |
| <b>PRESTAZIONI</b>                         |                             |
| Regolazione elettronica della temperatura: | 20 °C, costante             |
| Stabilità temperatura interna:             | ± 0.5°C                     |
| Display digitale:                          | 2-digit, risoluzione 1°C    |

## Codice Prodotto

| Descrizione | Alimentazione    | Codice    |
|-------------|------------------|-----------|
| FTC 120     | 230 V / 50-60 Hz | F10300305 |