



## GENERATORI DI ARIA ZERO DA LABORATORIO - SCHEDA TECNICA

Il generatore "ORION Z-SERIES" produce un flusso continuo aria priva di idrocarburi per applicazioni FID, NPD, FPD, THA, TOC, direttamente dove necessario, evitando qualsiasi spreco.

Il funzionamento del generatore "ORION Z" consiste nel rimuovere gli idrocarburi presenti tramite un reattore catalitico riscaldato.



### ORION Z 01 ORION Z 02 ORION Z 03 ORION Z 04

<b>Portata</b>	NI/min	4	8	16	32
<b>Pressione uscita max</b>	bar	9			
<b>Residuo metano CH<sub>4</sub></b>	ppm	<0.1			
<b>Alimentazione</b>	Aria compressa fino a 10 bar				
<b>Alimentazione elettrica</b>	230V AC - 50/60 Hz				
<b>Consumo elettrico</b>	Wh	800	800	1500	1500
<b>Dimensioni</b>	mm	400 x 550 x 134			
<b>Peso</b>	kg	10			



**tecno-lab s.r.l.**

Via L.Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
 Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**  
 Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
 N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.