



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Microscopio Biologico B 151



### Descrizione

I microscopi permettono di ingrandire oggetti di piccole dimensioni per l'osservazione diretta o indiretta tramite fotografia e collegamento a sistemi elettronici.

Ci sono microscopi ad uso didattico, per ricerca, per metallografia, per ricerca biologica.

Il **B-151** è un Microscopio **monoculare**, 400x, tavolino fisso.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	<b>B 151</b>
Testata	Monoculare
Oculari	WF10X/18 mm
Obiettivi	DIN Acromatico 4X/10X/40X
Messa a fuoco	Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con sistema d'arresto
Tavolino	Tavolino traslatore, 125x116mm con pinzetta fermapreparato
Condensatore	0.65 N.A. con diaframma
Illuminazione	LED 1W, con alimentatore esterno

## Codice Prodotto

<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>
B-151 Microscopio monoculare, 400x, tavolino fisso	<b>B-151</b>