



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Microscopio Biologico B 383 PL



Descrizione

I microscopi permettono di ingrandire oggetti di piccole dimensioni per l'osservazione diretta o indiretta tramite fotografia e collegamento a sistemi elettronici.

Ci sono microscopi ad uso didattico, per ricerca, per metallografia, per ricerca biologica.

Il **B-383PL** è un Microscopio **trinoculare**, obiettivi E-PLAN.

Dati Tecnici

Modello	B 383 PL
Testa	Trinoculare girevole a 360°, inclinato 30°
Oculari	Grande campo 10X/20 mm
Revolver	Quintuplo inverso
Obiettivi	E-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (oil)
Messa a fuoco	Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con sistema d'arresto
Tavolino	Doppio strato con traslatore scorrevole, 160x140mm, traslazione 78x54mm
Condensatore	A.N. 1.25 Abbe, con sistema di centraggio
Illuminazione	X-LED ³ , con controllo della luminosità
Alimentatore	Alimentatore esterno: Input 100-240Vac 50-60Hz / Output 6Vdc 1A

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
B-383PL Microscopio trinoculare, obiettivi E-PLAN	B-383 PL