



Piastra Riscaldante RC



Descrizione

Piastra di riscaldamento singola o a due posizioni con regolazione della temperatura.
Uno speciale rivestimento protettivo assicura una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie e un'eccellente resistenza ai prodotti chimici.
Temperatura: fino a 370 °C

Dati Tecnici

Struttura	metallica con verniciatura epossidica
Piastra riscaldante:	lega di alluminio con speciale protezione
Diametro della piastra riscaldante:	155 mm
Modelli:	RC 1 posizione di agitazione RC2 2 posizioni di agitazione
Potenza	RC 600 W RC2 1200 W
Peso	RC 1.4 Kg RC2 3.3 Kg
Dimensioni (L x H x P)	RC 165x115x280 mm RC2 340x90x246 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione della temperatura:	da temperatura ambiente a 370°C

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
RC	230 V / 50-60 Hz	F20700431
RC	115 V / 50-60 Hz	F20710431
RC2	230 V / 50-60 Hz	F20700430
RC2	115 V / 50-60 Hz	F20710430

Accessori

				
A00001069 Asta di sostegno (solo per RC)	A00000273 Calotta sferica per palloni 50 ml	A00000258 Calotta sferica per palloni 100 ml	A00001071 Calotta sferica per palloni 250 ml	A00001072 Calotta sferica per palloni 500 ml
				
A00001073 Calotta sferica per palloni 1000 ml	A00000228 Base AluBlock™ (solo per RC)	A00000229 AluBlock™ arancione, 4 pos. Ø24 x h 43mm (solo per RC)	A00000230 AluBlock™ verde, 4 pos. Ø28 x h 30mm (solo per RC)	A00000231 AluBlock™ nero, 4 pos. Ø28 x h 24mm (solo per RC)
				
	A00000232 AluBlock™ rosso, 4 pos. Ø21,6 x h 31,7 mm (solo per RC)	A00000233 AluBlock™ blu, 6 pos. Ø17,8 x h 26mm (solo per RC)	A00000234 AluBlock™ oro, 11 pos. Ø15,2 x h 20mm (solo per RC)	