

Liquiport®

La pompa per il trasferimento di liquidi



First class pumps for first class science
www.knflab.com













Liquiport®

Il modo più pratico per trasferire liquidi neutri ed aggressivi



- Portata da 0,2 l/min a 3 l/min
- Auto-adescente fino a 3 m.c.a
- Possono funzionare a secco
- Controlli digitali ed a impulsi
- Protezione IP 65
- Praticamente esente da pulsazioni

Un' unica soluzione, quattro versioni, applicazioni illimitate

Modello	Portata alla press. atm. (l/min) con acqua a 20°C	Max. prevalenza in aspirazione (m.c.a)	Max. prevalenza in mandata (m.c.a.)
Liquiport® 100	 0,2 – 1,3	3 	10 
Liquiport® 1.100	 0,2 – 1,3	3 	60 
Liquiport® 300	 0,5 – 3,0	3 	10 
Liquiport® 1.300	 0,5 – 3,0	3 	60 

- | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| • Classe di protezione | IP 65 | • Peso NF 100/1.100 | 1,0 Kg |
| • Alimentazione | 100-230V / 50-60 Hz | • Peso NF 300/1.300 | 1,5 Kg |
| • Max. temp. ambiente | 5 – 50 °C | • Dimensioni | 130 x 99 x 177 mm |
| • Max. temp. liquido | 5 – 80 °C | • Dimensioni | 160 x 104 x 188 mm |

Controllo manuale o remoto

Modello	Controllo	Funzione
Versione S	Regolazione manuale	. Portata regolabile da 10 – 100% . Standby mode . Protezione sovrappressione incorporata
Versione RC	Regolazione manuale o remota	. Controllo analogico: 0-10 V, da 0 – 100% (altre tensioni a richiesta) . Start / Stop tramite controllo logico (TTL) . Segnale di allarme . Cavo per controllo remoto compreso

Altamente resistente agli attacchi corrosivi

- | | |
|--|--|
| • Rivestimento membrane in PTFE, valvole in FFPM | Collegamenti |
| • Testate in PP / PVDF / PTFE | • NF 100 / NF 1.100 portagomma per tubo ID 8 mm |
| | • NF 300 / NF 1.300 portagomma per tubo ID 12 mm |

KNF offre un' ampia gamma di pompe di alta qualità per la movimentazione di gas e di liquidi. Sia che utilizzati come componenti in sistemi OEM, che come pompe di processo o in laboratori, i prodotti KNF offrono elevate prestazioni, precisione ed affidabilità. Offriamo a tutti i clienti la nostra esperienza e la nostra consulenza tecnica. Contattateci per ricevere la nostra assistenza nello sviluppo del vostro prossimo progetto!

I siti produttivi KNF nel mondo:



KNF Neuberger GmbH, Germania



KNF Micro AG, Svizzera



KNF Flodos AG, Svizzera



KNF Neuberger SAS, Francia



KNF Neuberger, Inc., USA

KNF. ATTIVA A LIVELLO GLOBALE.

Germania

KNF Neuberger GmbH
D-79112 Freiburg
Tel. +49 7664 5909 0
info@knf.de
www.knf.de

Benelux Olanda

KNF Verder B.V.
NL-3451 GG Vleuten
Tel. +31 30 677 92 40
info@knf-verder.nl
www.knf-verder.nl

Benelux Belgio e Lussemburgo

KNF Verder N.V.
B-2630 Aartselaar
Tel. +32 3 871 96 24
info@knf.be
www.knf.be

Cina

KNF Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai 201203
Tel. +86 21 5109 9695
info@knf.com.cn
www.knf.com.cn

Francia, Marocco, Tunisia, Algeria

KNF Neuberger SAS
F-68128 Village-Neuf
Tel. +33 389 70 35 00
info@knf.fr
www.knf.fr

Regno Unito

KNF Neuberger U.K., Ltd.
Witney, Oxfordshire OX28 4FA
Tel. +44 1993 77 83 73
info@knf.co.uk
www.knf.co.uk

India

KNF Pumps + Systems (India) Pvt. Ltd.
Hinjewadi, Pune 411 057
Tel. +91 20 640 13 923
+91 20 640 08 923
info@knfpumps.in
www.knfpumps.in

Italia

KNF ITALIA S.r.l.
I-20063 Cernusco s. Naviglio MI
Tel. +39 02 272 03 860
info@knf.it
www.knf.it

Giappone

KNF Japan Co.Ltd.
Tokyo 104-0033
Tel. +81 3 3551 7931
info@knf.co.jp
www.knf.co.jp

Corea

KNF Neuberger Ltd.
135-502, Seoul
Tel. +82 2 959 0255
knf@knfkorea.com
www.knfkorea.com

Svezia, Finlandia, Danimarca Norvegia

KNF Neuberger AB
SE-117 43 Stockholm
Tel. +46 8 744 51 13
info@knf.se
www.knf.se

Svizzera

Vendita
KNF Neuberger AG
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 71 973 99 30
knf@knf.ch
www.knf.ch

Svizzera

Produzione pompe per liquidi
KNF FLODOS AG
CH-6210 Sursee
Tel. +41 41 925 00 25
info@knf-flodos.ch
www.knf-flodos.ch

Svizzera

Produzione micro pompe
KNF Micro AG
CH-6260 Reiden
Tel. +41 62 787 88 88
info@knf-micro.ch
www.knf-micro.ch

Taiwan

KNF Neuberger Ltd.
Taipei City, 11490
Tel. +886 2 2794 1011
info@knftwn.com.tw
www.knf.com.tw

USA, Canada, America Latina

KNF Neuberger, Inc.
Trenton, New Jersey 08691-1810
Tel. +1 609 890 8600
knfusa@knf.com
www.knfusa.com

America Latina

Tel. +1 609 649 1010
gb@knf.com
www.knf.com/es

