




Purificazione Acqua Option S Grado 2




Descrizione

PURELAB Option è la soluzione ideale per una vasta gamma di attività di laboratorio, tra cui diluizione di campioni e preparazione del reagente, chimica generale, elettrochimica, così come per il rifornimento di altri impianti di produzione di acqua ultrapura.



Caratteristiche:

- Erogazione fino a 15 litri/ora di acqua di tipo II
- Fornitura di acqua di Tipo II, con resistività fino a 15 MΩ-cm, per attività generali di laboratorio
- Sistema di ricircolo integrale completo dell'acqua, per garantire fornitura costante e qualità inalterate
- Serbatoio compatto di tipo "wrap around"
- Manutenzione semplice
- Servizi di collaudo e assistenza tecnica.
- Upgradabile, se si compra uno strumento con una membrana, si può installare l'altra anche successivamente all'acquisto.
- La differenza rispetto al PRIMA è la presenza della cartuccia a scambio ionico.



Dati Tecnici

Modello	OPTION S
Acqua	Tipo 2
Alimentazione	Si alimenta con Acqua di rete
Produzione	7 l/h con 1 membrana 15 l/h con 2 membrane

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
PURELAB Option S 7 con pompa di sovralimentazione per acqua grezza	OS007BPM1
PURELAB Option S 7	OS007XXM1
PURELAB Option S 15 con pompa di sovralimentazione per acqua grezza	OS015BPM1
PURELAB Option S 15	OS015XXM1

Accessori

Descrizione	Codice
Cartuccia di pretrattamento per Prima, Option & MEDICA	LC140
Cartuccia Twin-pack per Option e medica	LC141
Cartuccia RO (7.5 portata LPM)	LC143
Composito Filtro Air Vent	LC136M2
Kit di installazione polivalente	LA513
Kit di installazione con valvola di sella per tubo 15 millimetri	LA506
Regolatore di pressione	LA512
Raccordi SP311 con 8 / 12mm	LA518
Pre-filtro di assemblaggio per Option, Prima, MEDICA con pompa di spinta integrata	LA582
Filtro Micron Briquetted Carbon 5.0 (FILT32678)	LC123
Filtro micron di profondità 10.0	FILT50011
Filtro micron di profondità 5.0	FILT50009
Flusso Kit per Option S da 7 a 15 di conversione	LA604
Kit di montaggio a parete SBP e Ultra	LA610
Kit stampante per la gamma Ultra e SBP	LA618
Boost Pump Kit SBP	LA609
Kit Test Cloro	TEST30679
Serbatoio	
DV serbatoio modulare (35 litri)	LA620
Kit di montaggio a parete per LA586 e LA587 - bianco	LA591
Serbatoio da 25 litri con 5 interruttori di livello	LA611
Serbatoio da 40 litri con 5 interruttori di livello	LA612
Serbatoio da 75 litri con 5 interruttori di livello	LA613
Kit di montaggio a parete per LA590 - 75 litri del serbatoio - bianco	LA592