



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Riscaldatori per Palloni MM Semirigidi



Descrizione

I riscaldatori serie MM sono frutto di una lunga esperienza; hanno custodie esterne in acciaio verniciate con polvere epossidica antiacida, i nidi semirigidi che si adattano alla forma del pallone riducendo completamente il rischio della rottura del pallone, l'isolamento termico composto da una fibra di ceramica, le temperature sono controllate da un termoregolatore con scala numerata.

Tutti i riscaldatori sono dotati da un interruttore ON / OFF con luce verde.

Dati Tecnici

Modello	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Alimentazione	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60
Classe di protezione	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Classe di sicurezza	0	0	0	0	0
Dimensioni esterne	185 x 145 mm	185 x 145 mm	205 x 150 mm	245 x 175 mm	310 x 210 mm
Diametro Palloni	64 Ø	85 Ø	105 Ø	131 Ø	166 Ø
Peso	1.5 Kg	1.5 Kg	1.8 Kg	2.4 Kg	5.0 Kg
Potenza res. riscald.	130 W	180 W	250 W	450 W	600 W
Precisione Piastra	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Temperatura sulla calotta	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350

Codice Prodotto

Modello	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Codici	625.0500.01	625.0500.02	625.0500.05	625.0500.10	625.0500.20

Accessori

Descrizione	Codice
Morsetto	603.0129.06
Asta Ø 10 x 500 mm	263.7120.05