



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Riscaldatori per Palloni MQ Rigidi



Descrizione

I riscaldatori per palloni della serie MQ sono stati progettati con caratteristiche totalmente nuove e costruiti secondo le nuove normative standard di sicurezza europee.

Dispongono di un frontalino inclinato per una più facile impostazione dei valori, e semplicità di lettura.

Le custodie esterne sono costruite in lamiera d'acciaio con verniciatura a forno con polvere epossidica antiacida; le resistenze riscaldanti sono incorporate in un blocco di fibra-ceramica e il tutto viene ricoperto con calotte in alluminio rivestite con tessuto in fibra di vetro.

Un foro sul fondo permette, in caso di rottura del pallone, il recupero del contenuto.

Sul lato posteriore dei riscaldatori viene inserito un foro filettato M8, dando così la possibilità di montare un'asta di supporto.

Gli strumenti sono dotati di un interruttore ON / OFF con luce verde, il controllo della temperatura avviene attraverso un termostato di regolazione con sonda ad espansione di fluido su scala graduata in C.

Così predisposti assicurano un'ottima precisione della temperatura.

Dati Tecnici

Modello	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Classe di protezione	IP 41	IP 41	IP 41	IP 41	IP 41
Classe di sicurezza	0	0	0	0	0
Dimensioni esterne	175 x 250 x 115 mm	175 x 250 x 115 mm	200 x 280 x 125 mm	225 x 310 x 145 mm	310 x 400 x 190 mm
Peso	2.0 Kg	2.0 Kg	2.7 Kg	3.5 Kg	6.4 Kg
Potenza res. riscald.	130 W	180 W	250 W	450 W	600 W
Precisione Piastra	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2
Temperatura sulla calotta	da + 50 a + 350	da + 50 a + 350	da + 50 a + 350	da + 50 a + 350	da + 50 a + 350

Codice Prodotto

Modello	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Codice	625.0540.01	625.0540.02	625.0540.05	625.0540.10	625.0540.20

Accessori

Descrizione	Codice
Asta filettata in acciaio inox Ø 10 x 400	601.0125.01
Pinza universale per palloni	180.4300.56
Morsetto	146.2900.05