



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Stereomicroscopio LAB 20



### Descrizione

Lo stereomicroscopio è uno strumento progettato in modo differente dal microscopio ottico convenzionale, e per una differente finalità.

Utilizza due percorsi ottici separati, diversamente allineati tra loro ed entrambi terminanti con due obiettivi e due oculari; questi due percorsi ottici provvedono agli occhi destro e sinistro delle immagini diversamente angolate; In questo modo viene prodotta una visione stereoscopica del campione in esame.

### **LAB-20 Stereomicroscopio zoom 7x...45x, illuminazione LED incidente & trasmessa.**

Come modello LAB 10 ma dotato di obiettivo zoom che permette di selezionare in modo continuo il proprio fattore di ingrandimento da 0,7x a 4,5x.

45 ingrandimenti max in configurazione standard, 135 ingrandimenti max con lenti e oculari addizionali.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	<b>LAB 20</b>
Zoom	da 7x a 45x
Ingrandimenti aggiuntivi	135 con lenti e oculari addizionali
Illuminazione	LED incidente e trasmessa

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
<b>LAB-20 Stereomicroscopio zoom 7x...45x, illuminazione LED incidente &amp; trasmessa</b>	LAB-20