



tecno-lab s.r.l.

Via L.Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Stereomicroscopio SZM 1



Descrizione

Lo stereomicroscopio è uno strumento progettato in modo differente dal microscopio ottico convenzionale, e per una differente finalità.

Utilizza due percorsi ottici separati, diversamente allineati tra loro ed entrambi terminanti con due obiettivi e due oculari; questi due percorsi ottici provvedono agli occhi destro e sinistro delle immagini diversamente angolate; In questo modo viene prodotta una visione stereoscopica del campione in esame.

SZM-1 Stereomicroscopio binoculare zoom 7x...45x, illuminazione alogena incidente & trasmessa.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------|---|
| Modello | SZM 1 |
| Testata | Binoculare |
| Oculari | WF10X/20 mm |
| Obiettivi | 0.7x...4.5x zoom |
| Distanza di Lavoro | 100 mm |
| Tavolino | A colonna |
| Illuminazione | Luce incidente e trasmessa, alogena 12V/15W |

Codice Prodotto

| Descrizione | Codice |
|--|--------|
| SZM-1 Stereomicroscopio binoculare zoom 7x...45x, illuminazione alogena incidente & trasmessa | SZM-1 |