

Omogenizzatore a pale da laboratorio BagMixer® 100 MiniMix®

L'omogenizzatore MiniMix® 100, dal range BagMixer®, garantisce una veloce ed accurata miscelazione di piccole quantità di campione. Grazie al sistema di pale regolabili, l'omogenizzazione è ottimale. MiniMix® 100 è ottimale per analisi medicali, veterinarie e microbiologiche.

interscience

Tipo	Capacità ml	Pz./Cf.	Codice
MiniMix® 100 P CC®	80-100	1	6.240 509 1
MiniMix® 100 W CC®	80-100	1	6.241 090 2



6.240 509

6.241 090

3 Omogenizzatore da laboratorio, BagMixer®

Omogenizzatori a pale regolabili. BagMixer®, è disponibile in 3 misure, omogenizza tutti tipi di campioni solidi per poter procedere poi ad analisi microbiologiche. Con un sistema unico a pale regolabili è possibile adattare l'omogenizzatore al volume del campione. Grazie alla velocità variabile è possibile ottenere un alto recupero di batteri. Tutti i BagMixer® sono provvisti di timer. Fabbricati in acciaio inox. La completa apertura dello sportello consente una facile manutenzione e pulizia dell'apparecchio.

interscience

BagMixer® 400P con porta piana.

BagMixer® 400W e 400 CC porta con finestra.

Click & clean System® (solo per BagMixer 400 CC): pale removibili ed autoclavabili.

Tutti i modelli hanno 3 anni di garanzia e garanzia a vita per ammortizzatori e porta finestra.



Tipo	Capacità ml	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
BagMixer® 400 P	50-400	390	260	290	1	6.204 551
BagMixer® 400 W	50-400	390	260	290	1	6.224 287
BagMixer® 400 VW	50-400	390	260	290	1	9.570 073
BagMixer® 400 CC	50-400	420	260	265	1	9.570 098
JumboMix® 3500 VW	400-3500	470	520	470	1	9.570 074

Contacolonie Scan 500 disponibile a richiesta!

4 5 Sostegno per sacchetti stomacher forma ad U, in acciaio inossidabile, guarnizione sacchetto di tipo clipsac, e clip

NEW!

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Sostegno per 14 sacchetti stomacher	1	9.570 018
Borsa sigillata, clip di chiusura verde per sacchetti stomacher	50	9.570 017
Chiusura blu per sacchetti stomacher	10	9.570 016



SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Sacchetti per omogenizzatore, BagSystem®

Sacchetti molto resistenti con minimo rischio di perdita di liquido. I sacchetti filtranti assicurano una filtrazione automatica del campione durante l'omogenizzazione, le particelle rimangono dietro al filtro.

interscience

Il BagPage® è un sacchetto con filtro a membrana a tutta ampiezza, il BagFilter® P ha un filtro non-tessuto laterale. Sterile.

Sacchetto per campioni RollBag®

Sacchetti sterili con la guarnizione rinforzata con nastro metallico adatti per il miscelatore da laboratorio BagMixer® e per la raccolta dei campioni nel settore alimentare, nel latte, nell'acqua, nelle acque di scarico, nel settore medico, veterinario, ambientale, nei terreni e nei mercati industriali. Girandolo, il RollBag® si trasforma in un sacchetto a perfetta tenuta. I sacchetti RollBag® inoltre sono spessi e robusti per poter maneggiare tutti i tipi di campioni senza rompersi.

Specifiche tecniche:

Sacchetti per omogeneizzatore, BagSystem®

Capacità:	450 ml
Volume miscelato:	da 5 a 50 ml
Capacità:	1300 ml
Volume miscelato:	da 50 a 300 ml

Tipo	Descrizione	Largh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
BagLight® 100	sacchetto piano, imballo da 25 pezzi	110	185	500	9.570 075 1
BagLight® 400	sacchetto piano, imballo da 25 pezzi	175	300	1000	9.570 097
BagLight® 3500	sacchetto piano, imballo da 25 pezzi	380	510	500	9.570 077
BagFilter® 400 P	sacchetto filtro laterale, imballo da 25 pezzi	190	300	500	9.570 078 2
BagFilter® 3500 P	sacchetto filtro laterale, imballo da 10 pezzi	380	510	100	9.570 079
BagPage® 100	sacchetto filtro totale, imballo da 25 pezzi	180	95	500	9.570 080
BagPage® Plus 400	sacchetto filtro totale, imballo da 25 pezzi	190	300	500	9.570 081
BagPage® 3500	sacchetto filtro totale, imballo da 10 pezzi	380	510	100	9.570 082
RollBag® 450 ml		110	230	1000	9.570 099
RollBag® 1300 ml		175	290	500	9.570 096 3

1



9.570 075

2



9.570 078

3



9.570 096

4 5 6 7 Accessori per omogeneizzatore BagSystem®

interscience

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
BagOpen® 80/100	apri-sacchetti	1	9.570 083
BagOpen® 400	apri-sacchetti	1	9.570 084
BagOpen® 3500	apri-sacchetti	1	9.570 085
BagRack® 80/100	sostegno per 11 sacchetti	1	9.570 086
BagRack® 400	sostegno per 10 sacchetti	1	9.570 087
BagClip® 80/100	clip per chiudere i sacchetti	50	9.570 088
BagClip® 400	clip per chiudere i sacchetti	50	9.570 089
BagClip® 3500	clip per chiudere i sacchetti	50	9.570 090
BagPipet®	pipetta con 3 graduazioni fisse: 0,1 - 0,9 - 1,0 ml	1	9.570 091
BagTips® Regular	puntali per BagPipet®, 19 cm, sterile	1000	9.570 092
BagTips® Jumbo	puntali per BagPipet®, 24 cm, sterile	1000	9.570 093

4



5



6



7



➔ Etichette adesive - vedere pagina 155