



Armadi per Bombole Gas B60 e BBasic



Descrizione

CHEMISAFE B 60 G 30 / G 90 ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS COMPRESSI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO G 30 / G 90 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470-2 e EN 14727

Costruito completamente in lamiera di acciaio decappato con spessori mm 1/1,5 pressopiegata a freddo verniciata con polveri epossidiche antiacido e successivo passaggio in galleria termica a 200° Struttura Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità (esente da Fibrocementa) per alte temperature (800°C) e pannelli di solfato di calcio. Scocca interna con pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-2.

- 1/2 SELLE PORTABOMBOLE DA 50 LITRI Diam. 21 cm
- CHIUSURA DI SICUREZZA CON CHIAVE
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo armadio.
- CERNIERA antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante . (DIN 4102)
- PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO TUBAZIONI
- RAMPA IN LAMIERA RICHIUDIBILE PER UNA FACILE SOSTITUZIONE BOMBOLE
- POSSIBILITA' DI RIPIANI REGOLABILI PER PICCOLE BOMBOLE (1 compreso)

Dati Tecnici

	Dimensioni Esterne (L x P x A) mm	Dimensioni Interne (L x P x A) mm	Peso Kg	N° bombole
B60 G30	595 x 600 x 2050	445 x 420 x 1760	245	1 - 2
B60 X G90	595 x 600 x 2050	445 x 420 x 1760	260	1 - 2
BBASIC60	600 x 600 x 1950	530 x 540 x 1850	70	1 - 2
BBASIC60G	600 x 600 x 1950	530 x 540 x 1850	70	1 - 2

Codice Prodotto

Descrizione	Resistenza Fuoco	Codice
Armadio 1 porta cieca	30 min	B60 G30
Armadio 1 porta cieca	90 min	B60 X G90
Armadio 1 porta cieca	-	BBASIC60
Armadio 1 porta PlexiGlass	-	BBASIC60G