



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Lavavetriere Serie GW2045





SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE TECNICHE GW2045	Tutte le versioni
Controllo elettronico	Microprocessore
Programmi standard memorizzati	6
Programmi liberamente modificabili	2
Display a segmenti con spie di controllo	si
Orologio e datario	si
Fasi riprogrammabili	8
Parametri fase	tipo acqua, quantità detergenti, temperatura obiettivo, tempo estensione in minuti, temperatura
Temperatura interno vasca	da ambiente a 95° C
Precisione	0,1°C
Sensori di temperatura in vasca	PT 1000 CLASSE B IEC 60751
Display	2 cifre
Sistema dosaggio detergenti	1 dosatore polvere e 2 pompe per liquidi max.
Sensore di livello detergente	opzionale
Dosatore detersivo in polvere alcalino	si
Pompa per il dosaggio di liquido neutralizzante acido	si
Pompa per il dosaggio di detergente liquido alcalino	opzionale
Serratura di sicurezza	si, con sblocco elettromagnetico
Sicurezze	termostati di sicurezza, bloccoporta
Indicazioni d'allarme	30
Menù ricerca guasti	si, tramite connessione a PC
Modifica programmi	si, sui 2 programmi liberi
FUNZIONI AUSILIARIE	
Tracciabilità	memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti
Porta seriale RS232 per collegamento PC	si
Porta seriale RS232 per stampante	si
Archiviazione cicli	si formato WD-TRACE®/Excel
Download archivio cicli	si formato WD-TRACE®
ALIMENTAZIONE IDRICA (PRESSIONE 1,5-5 BAR)	
Alimentazione acqua rete fredda	si, durezza max 42° F
Alimentazione acqua demineralizzata	si, < 20 µS/cm
Pompa booster per acqua demineralizzata	opzionale
Addolcitore incorporato	si
Pompa ricircolo	200 l/min
RISCALDAMENTO ACQUA	
Elettrico	3,0 kW max
CONDENSATORE DI VAPORE	opzionale
DIMENSIONI LxPxH mm	
Esterna (con top da incasso)	450x620x850 (830)
Interna	380x480x590
Peso netto (Kg)	61
ACCIAIO INOX	
Vasca lavaggio	AISI 316L
Rivestimento esterno	AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Tensione/potenza max	1/N/PE 230V ~ 50Hz 3,3 kW
RUMOROSITÀ	max 50 dB