



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**  
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Agitatore Magnetico Multiposizione MULTISTIRRER Digital



### Descrizione

La serie MULTISTIRRER Digital rappresenta lo stato dell'arte degli agitatori multi-posizione ed è unica nel suo genere, essendo dotata sia di display digitale, per poter impostare con precisione la velocità di agitazione, che di timer.

Timer che può essere utilizzato come conto alla rovescia con conseguente spegnimento automatico o per un'inversione della rotazione, in automatico ed in base all'intervallo di tempo pre-impostato dall'utilizzatore.

Il sistema SpeedServo™ assicura una velocità costante anche al variare della viscosità (controreazione).

Le due versioni disponibili assicurano un elevato numero di campioni: 6 posti per becher con diametro massimo di 85 mm, oppure 15 becher con diametro massimo di 64 mm.

E' anche possibile agitare volumi maggiori. Il piano è in acciaio inox per garantire una resistenza senza paragoni e una esemplare facilità di pulizia.

I MULTISTIRRER rimangono freddi anche dopo diversi giorni di funzionamento, caratteristica molto apprezzata in microbiologia e biochimica.

I campioni possono anche essere termostati abbinando l'agitatore ad un bagno a ricircolo d'acqua.

Regolazione elettronica della velocità: da 80 a 1,500 giri/min

Volume di agitazione (H2O):

MULTISTIRRER Digital 6, fino a 6 becher da 400 ml l'uno

MULTISTIRRER Digital 15, fino a 15 becher da 250 ml l'uno

## Dati Tecnici

Modelli	MULTISTIRRER Digital 6	MULTISTIRRER Digital 15
Struttura	Metallica con verniciatura epossidica; piano in acciaio inox	
Potenza	3.6 W	9 W
Peso	1.75 Kg	2.1 Kg
Dimensioni ( L x H x P )	230x51.5x370 mm	230x51.5x370 mm
Distanza posizioni di agitazione	100 mm	74 mm
<b>PRESTAZIONI</b>		
Regolazione elettronica dei giri	Da 80 a 1500 rpm	
Capacità di agitazione H <sub>2</sub> O	6 Beacker da 400 ml	15 Beacker forma alta da 250 ml
Controllo velocità	ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri	
Controreazione	velocità costante	
Timer	da 1 a 900 minuti; in continuo	
Inversione rotazione	da 5 a 900 secondi	
Sistema di agitazione	magnete trascinatore di elevata forza, adeguato anche per lavoro in continuo	

## Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
MULTISTIRRER Digital 6	100-240 V / 50-60 Hz	F203A0179
MULTISTIRRER Digital 15	100-240 V / 50-60 Hz	F203A0180

## Accessori



A00001055  
Vaschetta per termostatazione dei campioni,  
280x180x410 mm (LxHxP)