



Pipette elettroniche ACURA® *electro*



Descrizione

Micropipette elettroniche Acura® *electro* 926XS:

- . Ridotta lunghezza dell'asta ed estremità conica che ne accrescono la manovrabilità;
- . Facile accesso a microprovette e micropiastre;
- . Moduli volumetrici più lunghi opzionali;
- . Conversione semplice da parte dell'utilizzatore in qualsiasi momento;
- . Prestazioni metrologiche e stabilità insuperate.

Macropipette elettroniche Acura® *electro* 936:

- . Filtro di protezione dell'ugello intercambiabile;
- . Adattatori per pipetta Pasteur;
- . Precisione e accuratezza eccezionali.

Multicanale elettroniche Acura® *electro* 956:

- . Vasta selezione di modelli da 8 e 12 canali;
- . Peso leggero e impugnatura perfetta;
- . Espulsione dei puntali sequenziale;
- . Il corpo va d'accordo anche con qualsiasi modulo volumetrico monocanale.

Caratteristiche:



Dati Tecnici

Volume		Percentuale di errore (E%)			Imprecisione (CV%)		
Range	Divisione	Vol. min	Vol. med	Vol. max	Vol. min	Vol. med	Vol. max
926 XS							
0.1 - 2 µl	0.01 µl	<± 2.5 %	<± 1.2 %	<± .0.9 %	< 2.5 %	< 1.5 %	< 0.8 %
0.5 - 10 µl	0.05 µl	<± 1.2%	<± 0.8 %	<± 0.6 %	< 1.5 %	< 0.7 %	< 0.35 %
0.5 - 10 µl	0.05 µl	<± 1.2%	<± 0.8 %	<± 0.6 %	< 1.7 %	< 0.8 %	< 0.4 %
1 - 20 µl	0.1 µl	<± 1.2%	<± 0.6 %	<± 0.5 %	< 1.2 %	< 0.4 %	< 0.3 %
2.5 - 50 µl	0.25 µl	<± 1.0 %	<± 0.6 %	<± 0.5 %	< 0.7 %	< 0.3 %	< 0.25 %
5 - 100 µl	0.5 µl	<± 1.0 %	<± 0.6 %	<± 0.5 %	< 0.7 %	< 0.3 %	< 0.2 %
10 - 200 µl	1.0 µl	<± 1.0 %	<± 0.6 %	<± 0.4 %	< 0.6 %	< 0.2 %	< 0.15 %
0.05-1 ml	5.0 µl	<± 0.8 %	<± 0.5 %	<± 0.4 %	< 0.4 %	< 0.15 %	< 0.1 %
936							
0.1-2 ml	0.01 ml	<± 1.5 %	<± 1.0 %	<± 0.5 %	< 0.6 %	< 0.3 %	< 0.15 %
0.25-5 ml	0.05 ml	<± 1.2 %	<± 0.8 %	<± 0.5 %	< 0.6 %	< 0.3 %	< 0.15 %
0.5-10 ml	0.05 ml	<± 1.0 %	<± 0.7 %	<± 0.5 %	< 0.5 %	< 0.2 %	< 0.15%
956 Multi							
0.5 - 10 µl	0.05 µl	<± 3.5 %	<± 1.5 %	<± 1.0 %	< 3.0 %	< 0.9 %	< 0.7 %
2.5 - 50 µl	0.25 µl	<± 1.0 %	<± 0.9 %	<± 0.8 %	< 1.0 %	< 0.6 %	< 0.4 %
10 - 200 µl	1.0 µl	<± 0.9 %	<± 0.7 %	<± 0.6 %	< 0.6 %	< 0.4 %	< 0.25 %
20 - 350 µl	5.0 µl	<± 1.0 %	<± 0.8 %	<± 0.6 %	< 0.6 %	< 0.4 %	< 0.25 %

Valori di rendimento ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0.5°C) compresa tra 20 e 25° C, in conformità con la direttiva ISO 8655.

Codice Prodotto

Modello	Volume	Divisione	Codice
926 XS	0.1 - 2 µl	0.01 µl	926.0002
926 XS	0.5 - 10 µl	0.05 µl	926.0010
926 XS	0.5 - 10 µl	0.05 µl	926.0010Y
926 XS	1 - 20 µl	0.1 µl	926.0020
926 XS	2.5 - 50 µl	0.25 µl	926.0050
926 XS	5 - 100 µl	0.5 µl	926.0100
926 XS	10 - 200 µl	1.0 µl	926.0200
926 XS	50 - 1000µl	5.0 µl	926.1000
936	0.1-2 ml	0.01 ml	936.02
936	0.25-5 ml	0.05 ml	936.05
936	0.5-10 ml	0.05 ml	936.10
956 Multi - 8 canali	0.5 - 10 µl	0.05 µl	956.08.010
956 Multi - 8 canali	2.5 - 50 µl	0.25 µl	956.08.050
956 Multi - 8 canali	10 - 200 µl	1.0 µl	956.08.200
956 Multi - 8 canali	20 - 350 µl	5.0 µl	956.08.350
956 Multi - 12 canali	0.5 - 10 µl	0.05 µl	956.12.010
956 Multi - 12 canali	2.5 - 50 µl	0.25 µl	956.12.050
956 Multi - 12 canali	10 - 200 µl	1.0 µl	956.12.200
956 Multi - 12 canali	20 - 350 µl	5.0 µl	956.12.350