



Pipetta ACURA® *manual* 825 e 835



Descrizione

La linea **Acura® manual** è stata creata pensando all'utilizzatore.

Le micropipette sono il prodotto dell'unione di materiali high-tech e caratteristiche ergonomiche straordinarie.

Queste micropipette offrono prestazioni superiori e rendono il pipettaggio sicuro e piacevole.

È possibile scegliere tra il modello **ACURA® 825** con un volume variabile di 0.1-2 μ l / 0.5-10 μ l / 1-10 μ l / 2-20 μ l / 5-50 μ l / 10-100 μ l / 20-200 μ l / 100-1000 μ l e il modello **ACURA® 835** con un volume variabile da 0.2-2ml / 0.5-5ml / 1-10ml.

Caratteristiche:



- . Definizione del volume molto accurata
- . Regolazione con una sola mano
- . Display digitale di precisione
- . Espulsore Justip regolabile, compatibile con la maggior parte dei puntali
- . Sistema di calibrazione rapida Swift-set
- . Resistenza a urti, raggi UV e lavaggi in autoclave

Dati Tecnici

Volume		Percentuale di errore (E%)			Imprecisione (CV%)		
Range	Divisione	Vol. min	Vol. med	Vol. max	Vol. min	Vol. med	Vol. max
0.1 - 2 µl	0.002 µl	<± 6.0 %	<± 4.0 %	<± 2.0 %	< 5.0 %	< 3.3 %	< 1.5 %
0.5 - 10 µl	0.01 µl	<± 2.5%	<± 1.8 %	<± 1.0 %	< 1.8 %	< 1.2 %	< 0.5 %
1 - 10 µl	0.01 µl	<± 2.5%	<± 1.8 %	<± 1.0 %	< 2.5 %	< 1.6 %	< 0.7 %
2 - 20 µl	0.02 µl	<± 2.5%	<± 1.8 %	<± 1.0 %	< 1.7 %	< 1.0 %	< 0.5 %
5 - 50 µl	0.1 µl	<± 1.5 %	<± 1.3 %	<± 1.0 %	< 1.0 %	< 0.7 %	< 0.4 %
10 - 100 µl	0.1 µl	<± 1.5 %	<± 1.2 %	<± 0.8 %	< 1.0 %	< 0.6 %	< 0.2 %
20 - 200 µl	0.2 µl	<± 1.5 %	<± 1.1 %	<± 0.6 %	< 0.6 %	< 0.4 %	< 0.2 %
0.1-1 ml	1 µl	<± 1.5 %	<± 1.0 %	<± 0.5 %	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.2 %
0.2-2 ml	0.002 ml	<± 1.5 %	<± 1.0 %	<± 0.5 %	< 0.5 %	< 0.3 %	< 0.2 %
0.5-5 ml	0.01 ml	<± 1.5 %	<± 1.1 %	<± 0.6 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.3 %
1-10 ml	0.01 ml	<± 1.5 %	<± 0.7 %	<± 0.5 %	< 0.5 %	< 0.3 %	< 0.2 %

Valori di rendimento ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0.5°C) compresa tra 20 e 25° C, in conformità con la direttiva ISO 8655.

Codice Prodotto

Volume	Divisione	Codice
0.1 - 2 µl	0.002 µl	825.0002
0.5 - 10 µl	0.01 µl	825.0010
1 - 10 µl	0.01 µl	825.0010Y
2 - 20 µl	0.02 µl	825.0020
5 - 50 µl	0.1 µl	825.0050
10 - 100 µl	0.1 µl	825.0100
20 - 200 µl	0.2 µl	825.0200
100 - 1000µl	1 µl	825.1000
0.2-2 ml	0.002 ml	835.02
0.5-5 ml	0.01 ml	835.05
1-10 ml	0.01 ml	835.10