



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Omogeneizzatore Waring



Descrizione

L'**Omogeneizzatore da laboratorio Waring** è lo strumento ideale per il settore **cosmetico**.

Il **Waring** è venduto con una caraffa in acciaio inossidabile con capacità di **1000 ml**.

Lo strumento ha un intervallo di velocità impostabile da **18.000 a 22.000 rpm**.

L'alloggiamento del motore è rivestito in epoxy per garantire la migliore protezione possibile.

Il modello è una versione speciale allestita con una lama grande per la preparazione di polveri.

Dati Tecnici

	Omogeneizzatore Waring
Velocità	18000-22000 rpm
Volume di agitazione	1000 ml
Lama di agitazione	Lama grande (specifica per polveri)

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Waring per polveri	WAR-8011ESSP