



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Rifrattometro MASTER 3M



### Descrizione

Il MASTER-3M è il modello di alta gamma del MASTER-M; gamma di misura Brix da 58,0 a 90,0%.

Il MASTER-3M è una buona scelta quando la funzione resistente all'acqua non è una priorità e la compensazione della temperatura è effettuata manualmente perché non è dotata della funzione di compensazione automatica della temperatura.

## Dati Tecnici

Modello	<b>MASTER 3 M</b>
Campo di Misura	Brix da 58.0 a 90.0%
Scala minima	Brix 0.2%
Dimensioni e peso (W x D x H)	3.2 × 3.4 x 16.8 cm, 130 g

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
<b>MASTER 3 M</b>	2333

## Accessori

Descrizione	Codice
Standard liquido LB	RE - 2100 - 83N
Piastra Luce diurna per i campioni di piccolo volume	RE - 2311 - 58M
* Certificato di calibrazione	