



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Rifrattometro MASTER 3a



Descrizione

MASTER-3a è il modello di alta gamma (gamma di misura Brix da 58,0-90,0%) del MASTER-a. Il MASTER-3a è adatto per i prodotti alimentari ad alto contenuto di zuccheri, come il malto, il miele, le confetture, le marmellate, ecc.

Lo strumento è dotato di una compensazione automatica della temperatura (ATC) con una funzione resistente all'acqua (IP65).

Dati Tecnici

Modello	MASTER 3 a
Campo di Misura	Brix da 58.0 a 90.0% (Compensazione automatica della temperatura)
Scala minima	Brix 0.2%
Precisione di misura	Brix \pm 0.2% (da 10 a 40°C)
Ripetibilità	\pm 0.1%
Dimensioni e peso (W x D x H)	3.2 x 3.4 x 16.8 cm, 130 g
Classe di protezione internazionale	IP65 (tranne oculare) Protetto contro getti d'acqua

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
MASTER 3 a	2331

Accessori

Descrizione	Codice
Standard liquido LB	RE - 2100 - 83N
Piastra Luce diurna per i campioni di piccolo volume	RE - 2311 - 58M
* Certificato di calibrazione	