



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Rifrattometro MASTER T



Descrizione

Questo è il modello successore del tradizionale ATC-1E.

Compensazione della temperatura Automatica.

Il MASTER-T è una buona scelta alternativa quando la funzione resistente all'acqua non è una priorità.

La Calibrazione avviene con soluzione di saccarosio del 10%, il 20% o il 30%.

Dati Tecnici

Modello	MASTER T
Campo di Misura	Brix da 0.0 a 33.0% (Compensazione automatica della temperatura)
Scala minima	Brix 0.2%
Precisione di misura	Brix \pm 0.2% (da 10 a 30°C)
Ripetibilità	\pm 0.1%
Dimensioni e peso (W x D x H)	3.2 x 3.4 x 20.3 cm, 155 g

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
MASTER T	2312

Accessori

Descrizione	Codice
Super Estrattore	RE - 29401
Soluzione di saccarosio 10% (\pm 0.03%)	RE - 110010
Soluzione di saccarosio 20% (\pm 0.03%)	RE - 110020
Soluzione di saccarosio 30% (\pm 0.03%)	RE - 110030
Piastra Luce diurna per i campioni di piccolo volume	RE - 2311 - 58M
* Certificato di calibrazione	