



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Rifrattometro NAR 1T - Solid



### Descrizione

Il nuovo rifrattometro Abbe per la misurazione della rifrazione del campione solido (può anche essere usato per misurare campioni liquidi).

Il NAR-1T SOLID ha la Scala per l'indice di rifrazione e la scala Brix, e viene fornito con la linea D (589 nm) con fonte di luce.

## Dati Tecnici

Modello	<b>NAR 1 T SOLID</b>
Campo di Misura	Indice di rifrazione da 1,3000 a 1,7000 Brix da 0.0 a 95.0%
Scala minima	Indice di rifrazione 0.001 Brix 0,5%
Precisione di misura	Indice di rifrazione $\pm 0.0002$ Brix $\pm 0.1\%$
Valore medio di dispersione	NF-Nc (da calcolare in base alla tabella di conversione)
Termometro Digitale	Campo di utilizzo da 0.0 a 50.0 ° C (Precisione $\pm 0,2$ ° C; Indicazione minima 0,1 ° C)
Range di misura della temperatura	Da 5 a 50 °C
Fonte di Luce	LED
Alimentazione	115 V, 220 V, 240 V 50 / 60Hz
Consumo di Energia	3 VA
Dimensioni e peso (W x D x H)	13 x 18 x 23 cm, 3.3 Kg (Rifrattometro) 8 x 10 x 11 cm, 0.8 Kg (Termometro)

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
<b>NAR 1 T SOLID</b>	1212

## Accessori

Descrizione	Codice
Soluzione di saccarosio 10% ( $\pm 0.03\%$ )	RE - 110010
Soluzione di saccarosio 20% ( $\pm 0.03\%$ )	RE - 110020
Soluzione di saccarosio 30% ( $\pm 0.03\%$ )	RE - 110030
Soluzione di saccarosio 50% ( $\pm 0.05\%$ )	RE - 110050
Test A con m-naphthalene	RE - 1195
Test C con m-naphthalene	RE - 1197
Test D per la misurazione della pellicola	RE - 1498
Monobromona-phthalene come liquido di contatto	RE - 1196
metilene ioduro	RE - 1199
Oculare per polarizzante	RE - 1146
Prisma principale	RE - 1106
Prisma secondario	RE - 1111
Termometro digitale	RE - 1260
Disseccante (10 g)	RE - 1187
Fusibile (0.315 A)	RE - 1152
Riflettore bianco	RE - 1194
* Certificato di calibrazione	