



Rifrattometro PAL 2



Descrizione

Dal momento che il campo di misura di PAL-2 è Brix 45.0 - 93,0%, è in grado di misurare vari campioni ad alta concentrazione, come confetture, marmellate, gelatine, miele e succo concentrato.

La classe di protezione internazionale di PAL-2 è IP65, in modo che si possa pulire i campioni sotto l'acqua corrente.

Quando le confetture bollenti o marmellata sono misurate, il PAL-2 fornisce valori di misura stabili.

E 'molto utile in quanto la calibrazione può essere fatta con l'acqua.

Brix da 45.0 a 93.0%; Temperatura da 9.0 a 99.9°C.

Dati Tecnici

Modello	PAL 2
Campo di Misura	Brix da 45.0 a 93.0% Temperatura da 9.0 a 99.9°C
Risoluzione	Brix 0.1% Temperatura 0.1°C
Precisione di misura	Brix ± 0.2% Temperatura ± 1°C
Temperatura Ambiente	Da 10 a 40° C
Misurazione della temperatura	Da 10 a 100 °C (Compensazione automatica della temperatura)
Volume del campione	0.3 ml
Alimentazione	2 × AAA Batterie
Tempo di misura	3 Secondi
Classe di protezione internazionale	IP65 Protetto contro getti d'acqua
Dimensioni e peso (W x D x H)	55 × 31 x 109 mm, 100g (solo unità principale)

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
PAL 2	3820

Accessori

Descrizione	Codice
Contenitore	RE - 39409
Maniglia	RE - 39410
Soluzione di saccarosio 50% (±0.05%)	RE - 110050
* Certificato di calibrazione	